



American Eagle
INSTRUMENTS®



YOUNG
INNOVATIONS

01	INSTRUMENTEN INFORMATION	4
	Handgriffe (Diagnostik-, Spiegel-, Komposit-, Restaurativ-, Küretten- und Scaler), Gracey-Spitzen Vergleich	
02	INSTRUMENTENKASSETTEN	7
	Galaxie-Kassetten	
03	DIAGNOSTIK	9
	Paro-Sonden, Sonden (Explorer), PA-Sonden/Sondenkombination, Spiegel, Spiegelgriffe, Kassetten	
04	XP TECHNOLOGY™	15
	XP Technology Erläuterung	
05	XP PRO THIN™ INSTRUMENTE	17
	Pro Thin Komplettinstrumente, Pro Thin Quik-Tip™ Spitzen	
06	XP DOUBLE GRACEY™	21
	Double Gracey Komplettinstrumente, Quik-Tip™ Spitzen	
07	XP INSTRUMENTE™	25
	Gracey Küretten, Universalküretten, Scaler, Kits, Quik-Tip™ Spitzen	
08	TITAN IMPLANTAT-KÜRETten	35
09	TALON TOUGH™ INSTRUMENTE	37
	Gracey Küretten, Universalküretten, Scaler, Quik-Tip™ Spitzen	
10	SCHLEIFMATERIALIEN	46
11	KOMPOSIT	47
	Instrumente - Kunststofffüllung (XP Technology™), Dr. Mopper Serie (XP Technology™), Dr. Colonna Serie (XP Technology™), Dr. Belvedere Serie	
12	RESTAURATIVE	51
	Meißel, Schmelzbeile, Gingivatrimmer, Exkavatoren, Condenser/Plugger, Super Plugger, Brunierer, Carver, Fadenstopfer, Carver für Kunststoffe, Discoid-Cleoid, Interproximal-Carver, Endodontieinstrumente, Wachsinstrumente, Spatel	

Instrumenten Information

Diagnostik Handgriffe



7/32" - 5.6mm Stainless Steel DE (Standard)



3/8" - 9.5mm EagleLite™ Black Resin DE (X)



7/32" - 5.6mm Stainless Steel SE (Standard)



3/8" - 9.5mm EagleLite™ Black Resin SE (X)

Spiegel Handgriffe



1/4" - 6.3mm Stainless Steel S.S. Round (Standard)



1/4" - 6.3mm Stainless Steel S.S. Tapered (Standard)



3/8" - 9.5mm EagleLite™ Black Resin S.S. Round (X)



3/8" - 9.5mm EagleLite™ Black Resin S.S. Tapered (X)

Komposit Handgriffe



1/4" - 6.3mm Stainless Steel (Standard)



3/8" - 9.5mm EagleLite™ Stainless Steel (Z)

Restaurativ Handgriffe



1/4" - 6.3mm Stainless Steel (Standard)

Instrumenten Information

Küretten- & Scaler Handgriffe

X

Die farbigen EagleLite™ Kunststoff-Handgriffe ermöglichen das schnelle Identifizieren der Instrumente und erlauben eine individuelle Zusammenstellung.



Z

EagleLite™ Edelstahl-Handgriffe.




3/8" - 9.5mm EagleLite™ Stainless Steel (Z)



3/8" - 9.5mm EagleLite™ Resin (X)


Der Aufbau der Instrumentenspitze




Gracey
Kürette

Standard
Kürette

Scaler




Double Gracey



Instrumenten Information

Gracey-Spitzen Vergleich



GRACEY KÜRETTEN

Gracey-Küretten sind für bestimmte Bereiche des Zahnes gestaltet, zur subgingivalen Konkremententfernung und zur Wurzelglättung. Der Winkel der Klinge erlaubt ein einfaches Einführen in den Sulcus und minimiert das Gewebe-Trauma.

GRACEY DEEP POCKET KÜRETTEN

Mit einem 3 mm längeren Schaft kann dieses Instrument zur Reinigung und Wurzelglättung in Taschen von 5 mm oder tiefer eingesetzt werden.

GRACEY ACCESS KÜRETTEN

Mit einer um 50 % kürzeren Klinge und einem 3 mm längeren Schaft liegt die gesamte Klinge dieses Instrumentes an der Wurzeloberfläche an. Auch enge Taschen und Furkationen sind so gut erreichbar.

Bestellung

SEKTION A

AE = American Eagle

SEKTION B - Instrumententyp

DIAGNOSTIK

EXP = Sonde (Explorer)
EP = PA-Sonde/Sonde
MH = Spiegelgriff

P = Paro-Sonde
PL = Pinzette
M = Spiegel

PERIODONTAL/HYGIENE

C = Kürette
GA = Gracey Access
GDP = Gracey Deep Pocket

S = Scaler
G = Gracey
F = Feile

KOMPOSIT/KUNSTSTOFFFÜLLUNG

TC = Hartmetall
CC = Kompositträger

C = Komposit

OPERATIV

CADC = Carver/Discoid-Cleoid
CAIPC = Carver/Interproximal
C = Meißel
MT = Gingivalrandschräger
AC = Amalgamträger
C/P = Condenser/Plugger

CA = Carver
AF = Winkelformer
HA = Schmelzbeil
EXC = Exkavatoren
B = Brunierer

SONSTIGES

K = Messer
CSP = Zementspatel
E = Endodontisch

P = Fadenstopfer
W = Wachser

Diese Übersicht zur Zusammensetzung der Artikelnummern erleichtert Ihre Bestellung.

Artikelnummer

Sektion A	Sektion B	Sektion C	Sektion D

A E S H 6 - 7 X P X

Bitte keine Leerzeichen innerhalb der Artikelnummer einfügen.




SEKTION C - Instrumentennummer

QT = Quik-Tip™
XP = XP Technology™

SEKTION D - Handgriffbezeichnung

X = 3/8" EagleLite™ Kunststoffgriff
Z = 3/8" EagleLite™ Edelstahlgriff



INSTRUMENTENKASSETTEN

Ihre Vorteile

- Hochwertige Materialien
- Innovativer und ergonomischer Verschuß
- Verbesselter Reinigungsprozess
- Innovative Farbkodierung, modulare Silikonhalter

Instrumentenkassetten

GALAXIE Instrumentenkassetten

Der Gold Standard für die Instrumentenaufbereitung

Die neue Auswahl an Instrumentenkassetten – ergonomisch und smart – bietet eine optimale Lösung für die Einordnung, Reinigung und Sterilisation von dentalen Handinstrumenten. Gleichzeitig erhöhen diese Kassetten Ihre Sicherheit und Effizienz in der Praxis.



DIN KASSETTE FÜR 20 INSTRUMENTE
PP40373-3

Hochwertige Materialien:

- » Elektropolierter Edelstahl mit glatten Kanten für schnelle Trocknung und Schutz vor Korrosion
- » Verwendung von lebensmittelechtem Silikon

Innovativer und ergonomischer Verschuß:

- » Sicheres und einfach anwendbares Verschußsystem erlaubt die Öffnung mit einer Hand

Neues Design für einen verbesserten Reinigungsprozess:

- » Das neue und innovative lasergeschnittene Muster garantiert maximale Effizienz während des Reinigungs- und Sterilisationsprozesses und gewährleistet gleichzeitig Stabilität und Festigkeit der Kassette.
- » Offenes Gitterdesign speziell für den Gebrauch im RDG, ermöglicht maximalen Wasserdurchfluss
- » Glatte runde Kanten und geschlitzte Ecken erhöhen den Abfluß und reduzieren die Trocknungszeit

Innovative Farbkodierung und modulare Silikonhalter:

- » Die innovative Form reduziert den Instrumentenkontakt und sorgt für einen erhöhten Wasserdurchfluss sowie eine effizientere Reinigung
- » Inklusive 5 Farbkodierungsmöglichkeiten in jeder Kassette für eine übersichtliche Praxisorganisation
- » Silikonschienen können variabel eingesetzt werden und sind mit allen Griffdurchmessern kompatibel



Farbkodieroption


1/2 DIN KASSETTE FÜR 10 INSTRUMENTE
PP40372-2



1/4 DIN KASSETTE FÜR 5 INSTRUMENTE
PP40371-2

Artikelnummer	Beschreibung
PP400371-2	Kassette für 5 Instrumente, 1/4 DIN, blaue Schienen, inkl. 5 Farbkodieroptionen (lila, rot, gelb, grün, orange, schwarz), 185x80x37mm
PP400372-2	Kassette für 10 Instrumente, 1/2 DIN, blaue Schienen, inkl. 5 Farbkodieroptionen (lila, rot, gelb, grün, orange, schwarz), 185x148x37mm
PP400373-3	Kassette für 20 Instrumente, DIN, blaue Schienen, inkl. 5 Farbkodieroptionen (lila, rot, gelb, grün, orange, schwarz), 285x183x37mm

Kassetten werden ohne Instrumente geliefert.



DIAGNOSTIK

Ihre Vorteile

- Feine Instrumentenspitzen für erhöhte Taktilität
- Besonders fest und belastbar
- Präzise Markierungen für bessere Tiefenkontrolle
- Ergonomische Handgriffe für optimalen Komfort

Spiegel/Spiegelgriffe	10
Paro-Sonden	11
Sonden (Explorer)	12
PA-Sonden/Sondenkombination	13

Spiegel und Spiegelgriffe



SPIEGEL #4

AEM4

Cone Socket / US Gewinde

AUCH ERHÄLTICH ALS PACKUNG

MIT 12 SPIEGELN

AEM4/12



SPIEGEL #5

AEM5

Cone Socket / US Gewinde

AUCH ERHÄLTICH ALS PACKUNG

MIT 12 SPIEGELN

AEM5/12

Spiegelgriffe



AEMHR

AE Spiegelgriff SS Round - Cone Socket - US Gewinde



AEMHRX

AE Spiegelgriff EagleLite Round - Cone Socket - US Gewinde



AEMHRZ

AE Spiegelgriff EagleLite Round - Cone Socket - US Gewinde



AEMHT

AE Spiegelgriff SS Tapered - Cone Socket - US Gewinde



AEMHTX

AE Spiegelgriff EagleLite Resin/Tapered - Cone Socket - US Gewinde



AEMHRSS

AE Spiegelgriff Simple Stem - europäisches Gewinde



AEMHRSSX

AE Spiegelgriff Simple Stem - europäisches Gewinde



AEMHTSS

AE Spiegelgriff Simple Stem Tapered - europäisches Gewinde



AEMHTSSX

AE Spiegelgriff Simple Stem Resin/Tapered - europäisches Gewinde

ParoSonden

7/32" - 5.6mm Stainless Steel (Standard)



YELLOW/GREEN 12
AE P 12Y/G

3/8" - 9.5mm EagleLite Black Resin (X)



YELLOW/GREEN 12
AE P 12Y/G X



NABERS 2
AE P N2B
Furcation




NABERS 2
AE P N2B X
Furcation



**WILLIAMS 1 -
GOLDMAN Fox 2**
AE P 1-2B
AE P 1-2B X



WILLIAMS 1
AE P 1B
AE P 1B X



WILLIAMS 1
AE P 1Y
AE P 1Y X



2-12
AE P 2-12B
AE P 2-12B X



2-12
AE P 2-12Y
AE P 2-12Y X



MICHIGAN 0
AE P OB
AE P OB X



12 (MARQUIS)
AE P 12B
AE P 12B X



12 (MARQUIS)
AE P 12Y
AE P 12Y X



**MICHIGAN O WITH
WILLIAMS MARKINGS**
AE P OWB
AE P OWB X



UNC 15 Rung
AE P UNC15RB
AE P UNC15RB X



BALL-TIP SCREENING
AE P WHOB
AE P WHOB X

Präzise

American Eagle Instruments® Paro-Sonden sind äußerst präzise, um exaktes Messen zu gewährleisten. Sie sind mit schwarzen, gelben oder gelb-grünen Markierungen erhältlich. So wird eine optimale Sichtbarkeit unterstützt. Alle Paro-Sonden-Skalen sind in Millimetern dargestellt.



SOUTH DAKOTA 12
AE P SD12Y
AE P SD12Y X



Sonden (Explorer)

7/32" - 5.6mm Stainless Steel (Standard)



SHEPHERD's Hook 23
AE EXP 23

3/8" - 9.5mm EagleLite Black Resin (X)



SHEPHERD's Hook 23
AE EXP 23 X




ODU 11-12 Old Dominion U.
AE EXP 11-12
AE EXP 11-12 X (Bild)



DEEP POCKET 11-12
AE EXP 11-12DP
AE EXP 11-12DP X



PIGTAIL 2
AE EXP 2
AE EXP 2 X



5 (23-17)
AE EXP 5
AE EXP 5 X



23-6
AE EXP 23-6
AE EXP 23-6 X



COW HORN 3CH
AE EXP 3CH
AE EXP 3CH X



3ES
AE EXP 3ES
AE EXP 3ES X



3
AE EXP 3
AE EXP 3 X



6 SE
AE EXP 6SE
AE EXP 6SE X



9
AE EXP 9
AE EXP 9 X




Haltbar

American Eagle Instruments® Sonden (Explorer) sind außergewöhnlich belastbar. Sie werden aus einem speziellen Metall gefertigt, das eine sehr präzise Spitze und somit ein besseres taktiles Gefühl bietet.



Paro Sonden/Sondenkombination

7/32" - 5.6mm Stainless Steel (Standard)



3/8" - 9.5mm EagleLite Black Resin (X)



VIELFÄLTIG

American Eagle Instruments® PA-Sonden/Sonden-Kombinationen werden Ihre Erwartungen übertreffen! Die Sonden-Kombinationen ermöglichen eine einfache Diagnostik und sichere Befunderhebung. Alle Paro-Sonden-Skalen werden in Millimetern angegeben.




HI-LITE Paro-Sonden Pflege


Vermeiden Sie Ultraschall-Reinigung, die Hi-Lite-Markierungen lösen sich unter Ultraschall!
Zudem empfehlen wir eine schonende Reinigung der Sonde mit einem milden Reinigungsmittel.
Nicht über 150 °C sterilisieren, da sich die Hi-Lite-Markierungen verfärben können.

YOUNG INNOVATIONS

Ihr Anbieter für hochwertige
zahnmedizinische Produkte



American Eagle
INSTRUMENTS®





XP TECHNOLOGY™

Ihre Vorteile


- Nie mehr schleifen!
- Dünnere Arbeitsspitzen
- Schärfere Schneiden
- Schnelle, einfachere Behandlungen
- Mehr Komfort für Anwender und Patienten, weniger Ermüdung

XP Technology Erläuterung	16
XP Pro Thin Instrumente	17
XP Double Gracey	20
XP Gracey Küretten, Universalküretten, Scaler, Kits	23

Die XP Technology

NIE MEHR SCHLEIFEN

XP Technology™ ist ein patentiertes Verfahren zur Oberflächenbehandlung. Die Instrumente werden durch die Nutzung der nanooptimierten Technologie wesentlich haltbarer. Der Prozess ermöglicht zudem die Herstellung dünnerer Instrumentenspitzen mit schärferen Klingen. Das zeitintensive Schleifen der Instrumente entfällt.



Um die ursprüngliche Kante wieder zu erlangen, müsste das Instrument an der ROTEN Linie aufgeschliffen werden.

1.500
Züge

15.000
Züge

Untersuchungen: University of Toronto, Dr. Phillip A. Watson,
Dept. of Biological and Diagnostic Sciences

Härte: 89 Rc

Bei der XP Technology wird eine superharte Legierung auf eine Edelstahlbasis aufgetragen. Die Oberfläche wird wesentlich haltbarer und verschleißfester. Herkömmliche Instrumente werden aus Edelstahl oder Carbon gefertigt und erreichen auf der Rockwell-Skala einen Härtegrad von 58 bis 63. Mit der XP Technology wird eine Härte von 89 Rc erreicht!



Resultat: Höhere Belastbarkeit

Unabhängige Untersuchungen haben die XP Technology als einen revolutionären, technologischen Fortschritt in der Dentalbranche eingestuft. Dr. Phillip Watson von der Universität Toronto konnte die überragende Langlebigkeit der XP Instrumente im Vergleich zu Standard-Instrumenten nachweisen.



XP PRO THIN™

Ihre Vorteile

- Extrem dünne Arbeitsspitzen, für optimalen Zugang zu tiefen Parodontaltaschen
- Ergonomische, leichte Handgriffe
- Mehr Komfort, weniger Ermüdung
- Mit XP Technology – nie mehr schleifen!

Pro Thin Kompletinstrumente	18
Pro Thin Quik-Tip™ Spitzen	19

XP ProThin Instrumente

XP PRO THIN™



M23 Pro Thin Scaler



AE S M23T XP X

Universal



BLACKJACK Pro Thin Scaler



AE S BJT XP X

Interproximal / posterior



BARNHART 5-6 Pro Thin KÜRETTE



AE C B5-6T XP X

Universal



GRACEY ACCESS 1-2 Pro Thin KÜRETTE



AE GA 1-2T XP X

Anterior



GRACEY ACCESS 7-8 Pro Thin KÜRETTE



AE GA 7-8T XP X

Buccal / oral



GRACEY ACCESS 13-14 Pro Thin KÜRETTE



AE GA 13-14T XP X

Posterior distal



GRACEY ACCESS 15-16 Pro Thin KÜRETTE



AE GA 15-16T XP X

Posterior mesial



ProThin Instrumente

wurden für besondere Herausforderungen bei parodontalen Behandlungen entwickelt – von tiefen Taschen bis hin zu engen interproximalen Bereichen. Das präzise und besonders feine Design der Arbeitsspitzen und die ergonomisch gestalteten Handgriffe ermöglichen dem Behandler eine sichere und schonende Parodontaltherapie. Die Anwendung der ProThins trägt wesentlich zum Erfolg der Behandlung sowie zum Erhalt der parodontalen Gesundheit bei.

XP ProThin Instrumente

QUIK-TIPS

ProThin Instrumente mit wesentlich dünneren Spitzen sind auch als einschraubbare Quik-Tip Ansätze erhältlich. Die Handgriffe können wiederverwendet werden, wenn Arbeitsspitzen auszutauschen sind.

Des Weiteren können Instrumentenspitzen beliebig kombiniert werden – die Farbe des Handgriffes kann individuell nach Ihren Bedürfnissen gewählt werden.

Wie auch die Pro Thin Komplettinstrumente müssen die ProThin Quik-Tips aufgrund der patentierten XP Technology nicht geschliffen werden. Die Instrumentenform bleibt somit stets erhalten.



**GRACEY ACCESS 1 THIN
XP QUIK-TIP**

● AEGA 1T XPQT
Anterior



**GRACEY ACCESS 2 THIN
XP QUIK-TIP**

● AEGA 2T XPQT
Anterior



**GRACEY ACCESS 7 THIN
XP QUIK-TIP**

● AEGA 7T XPQT
Buccal / oral



**GRACEY ACCESS 8 THIN
XP QUIK-TIP**

● AEGA 8T XPQT
Buccal / oral



**GRACEY ACCESS 13 THIN
XP QUIK-TIP**

● AEGA 13T XPQT
Buccal / oral



**GRACEY ACCESS 14 THIN
XP QUIK-TIP**

● AEGA 14T XPQT
Buccal / oral



**GRACEY ACCESS 15 THIN
XP QUIK-TIP**

● AEGA 15T XPQT
Posterior mesial



**GRACEY ACCESS 16 THIN
XP QUIK-TIP**

● AEGA 16T XPQT
Posterior mesial



**BLACKJACK THIN A
XP QUIK-TIP**

● AESBJTA XPQT
Interproximal / posterior



**BLACKJACK THIN B
XP QUIK-TIP**

● AESBJTB XPQT
Interproximal / posterior



**BARNHART 5 THIN
XP QUIK-TIP**

● AECB5T XPQT
Universal



**BARNHART 6 THIN
XP QUIK-TIP**

● AECB6T XPQT
Universal



**M23 THIN A
XP QUIK-TIP**

● AESM23TA XPQT
Universal



**M23 THIN B
XP QUIK-TIP**

● AESM23TB XPQT
Universal

Handgriffe



AEQTHB



AEQTHR



AEQTHG



AEQTHX



AEQTHO



AEQTHY



AEQTHP



AEQTHZ



AEQTW
(Schraubenschlüssel)



AEMHRX
(einendig)

Double Gracey Anwendung





Einsatzgebiete und Anwendung von Double Gracey™ Küretten

Anwendung der **Double Gracey Standard** Küretten. Beide Instrumente ersetzen einen vollständigen Satz von Standard Gracey Küretten.

Der Standard Satz wird für die Anwendung zur subgingivalen Zahnsteinentfernung und Wurzelglättung empfohlen.

Anwendung der **Double Gracey™ Mini** – für einfachen Zugang zu tiefen und engen Taschen und Furkationen.

Beide Instrumente ersetzen einen vollständigen Satz von Mini Gracey Küretten. Diese Arbeitsenden haben um 50% kürzere Klingen und einen 3mm längeren 1. Schaft als die Standard Double Gracey Küretten.



■ DG Anterior ■ DG Posterior ■ DG Mini Anterior ■ DG Mini Posterior

Double Gracey		Ersetzt	Anwendung
AEDGAXPX	Anterior	Gracey 1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-10 und Universalküretten	Anterior/Buccal-oral
AEDGPXPX	Posterior	Gracey 11-12, 13-14, 15-16 und Universalküretten	Mesial-Distal
AEDGMAXPX	Mini Anterior	Gracey Access 00-0, 1-2, 3-4, 5-6, 7-8 und Universalküretten	Anterior/Buccal-oral
AEDGMPXPX	Mini Posterior	Gracey Access 11-12, 13-14, 15-16 und Universalküretten	Mesial-Distal



XP DOUBLE GRACEY™

Ihre Vorteile

- Zwei Schneidekanten
- Ermöglicht mit nur 2 Instrumenten das Scaling aller Flächen
- Abgerundetes Arbeitsende
- XP-Technology™ – Nie mehr schleifen!

Komplettinstrumente	22
Kits	22
Quik-Tips™	22

XP Double Gracey



DOUBLE GRACEY ANTERIOR
AE DGAXP X

Verwendbar anstelle von Gracey 1-2, 3-4, 5-6, 7-8 und 9-10.



DOUBLE GRACEY POSTERIOR
AE DGP XPX

Verwendbar anstelle von Gracey 11-12, 13-14 und 15-16.



DOUBLE GRACEY MINI ANTERIOR
AE DGMAXP X

Verwendbar anstelle von Gracey Access 00-0, 1-2, 3-4, 5-6 und 7-8.



DOUBLE GRACEY MINI POSTERIOR
AE DGMPXP X

Verwendbar anstelle von Gracey Access 11-12, 13-14 und 15-16.

Double Gracey XP - Kits



DOUBLE GRACEY KIT
AE DGKXP X

● DG ANTERIOR
● DG POSTERIOR



DOUBLE GRACEY MINI KIT
AE DGMKXP X

● DG MINI ANTERIOR
● DG MINI POSTERIOR

Double Gracey XP Quik-Tips (Handgriffe siehe Seite 21)



**DOUBLE GRACEY
ANTERIOR A**
● AE DGAAXPQT



**DOUBLE GRACEY
ANTERIOR B**
● AE DGABXPQT



**DOUBLE GRACEY
MINI ANTERIOR A**
● AE DGMAAXPQT



**DOUBLE GRACEY
MINI ANTERIOR B**
● AE DGMABXPQT



**DOUBLE GRACEY
POSTERIOR A**
● AE DGPAXPQT



**DOUBLE GRACEY
POSTERIOR B**
● AE DGPBXPQT




**DOUBLE GRACEY
MINI POSTERIOR A**
● AE DGMPAXPQT



**DOUBLE GRACEY
MINI POSTERIOR B**
● AE DGMPBXPQT


Quik-Tips sind nur in Kombination mit Quik-Tip Handgriffen zu verwenden. Eine Übersicht der entsprechenden Handgriffe finden Sie auf der Seite 31.

EINSATZGEBIETE UND ANWENDUNG VON GRACEY KÜRETZEN




GRACEY KÜRETZEN

Gracey-Küretten sind für bestimmte Bereiche des Zahnes gestaltet, zur subgingivalen Konkremententfernung und zur Wurzelglättung. Der Winkel der Klinge erlaubt ein einfaches Einführen in den Sulcus und minimiert das Gewebe-Trauma.



GRACEY DEEP POCKET

Mit einem 3 mm längeren 1. Schaft kann dieses Instrument zur Reinigung und Wurzelglättung auch bei Taschentiefen von 5 mm oder tiefer eingesetzt werden.



GRACEY ACCESS

Mit einer um 50 % kürzeren Klinge und einem 3 mm längeren Schaft liegt die gesamte Klinge dieses Instrumentes an der Wurzeloberfläche an. Auch enge Taschen und Furkationen sind so gut erreichbar.

Gracey

Talon Tough	XP-Technology™
AEG1-2X	AEG1-2XPX
AEG5-6X	AEG5-6XPX
AEG7-8X	AEG7-8XPX
AEG11-12X	AEG11-12XPX
AEG15-16X	AEG15-16XPX
AEG13-14X	AEG13-14XPX
AEG17-18X*	AEG17-18XPX*

*ergänzend - für schwer erreichbare distale Flächen


Gracey Deep Pocket

Talon Tough	XP-Technology™
AEGDP1-2X	AEGDP1-2XPX
AEGDP5-6X	AEGDP5-6XPX
AEGDP7-8X	AEGDP7-8XPX
AEGDP11-12X	AEGDP11-12XPX
AEGDP15-16X	AEGDP15-16XPX
AEGDP13-14X	AEGDP13-14XPX

Gracey Access

Talon Tough	XP-Technology™
AEGA00-0X	AEGA00-0XPX
AEGA1-2X	AEGA1-2XPX
AEGA5-6X	AEGA5-6XPX
AEGA7-8X	AEGA7-8XPX
AEGA11-12X	AEGA11-12XPX
AEGA15-16X	AEGA15-16XPX
AEGA13-14X	AEGA13-14XPX

Gracey Anwendung



Die systematische Reinigung erfolgt **flächenüberlappend**.

Die Pfeile indizieren die Richtung der Instrumentenspitze.



XP INSTRUMENTE

Ihre Vorteile

- Nie mehr schleifen!
- Dünnere Arbeitsspitzen
- Schärfere Schneiden
- Schnelle, einfachere Behandlungen
- Mehr Komfort für Anwender und Patienten, weniger Ermüdung

Gracey Küretten	26
Universalküretten	28
Scaler	29
Kits	30
Quik-Tips™	31

XP Instrumente

Handgriffe

3/8" - 9.5mm EagleLite® Color Resin* Double End (X)



3/8" - 9.5mm EagleLite® Stainless Steel (Z)




EAGLE LITE® HANDGRIFFE

Die ergonomischen, leichten Handgriffe bieten Komfort, Kontrolle und taktile Sensitivität. Sie reduzieren die Ermüdung der Hand und wirken dem Karpal-Tunnel-Syndrom entgegen. Edelstahl- sowie Kunststoffgriffe können wie gewohnt sterilisiert werden.

* Handgriff-Farbe: siehe jeweiligen Instrumententyp.

XP Gracey - Standard




XP Gracey - Mesial-Distal




Fordern Sie unsere Gracey Anwendungsübersicht an: info@ydnt.eu

XP Instrumente

Gracey- + 3 Deep Pocket (3mm längerer 1. Schaft)



Gracey- + 3 Access (3mm längerer 1. Schaft, 50% kürzere Klinge)













ZUGANG

Mit dem 3mm längeren Schaft können diese Instrumente zur Reinigung und Wurzelglättung in Taschen tiefer als 5 mm eingesetzt werden. Die kurze Klinge unseres +3 Access Instruments erlaubt zudem einen wesentlich besseren Zugang in subgingivale Taschen.

XP Instrumente

XP Universalküretten





YOUNGER-GOOD 7-8 XP
AE CY 7-8 XP X (Bild)
AE CY 7-8 XP Z
Small curved blade



NIE MEHR SCHLEIFEN

XP Küretten und Scaler bleiben während ihrer gesamten Einsatzzeit äußerst scharf. Sie sparen somit Zeit, Geld und den Aufwand für das zeitraubende Nachschleifen der Instrumente.

XP Scaler

	BLACKJACK XP AE S BJ XP X AE S BJ XP Z Posterior		N128 DE XP AE S N128 DE XP X AE S N128 DE XP Z Anterior / Superfine		N128 XP (EINENDIG) AE S N128 XP X AE S N128 XP Z Anterior / Superfine
	H 6-7 XP AE S H6-7 XP X AE S H6-7 XP Z Universal anterior		EAGLE CLAW™ XP AE SEC XP X AE SEC XP Z Posterior		EAGLE TALON™ XP AE SET XP X AE SET XP Z Anterior
	H 5-33 XP AE S H5-33 XP X AE S H5-33 XP Z Anterior		204 S XP AE S 204S XP X AE S 204S XP Z Posterior thin		204 SD XP AE S 204SD XP X AE S 204SD XP Z Posterior thin
	M23 XP AE S M23 XP X AE S M23 XP Z Universal		CURALER - N137 XP AE S N137 XP X AE S N137 XP Z Anterior		311-312 XP AE S 311-312 XP X AE S 311-312 XP Z Universal
	N1 XP AE S N1 XP X AE S N1 XP Z Anterior		N2 XP AE S N2 XP X AE S N2 XP Z Posterior		J3-U5 XP AE S J3-U5 XP X AE S J3-U5 XP Z Anterior
	U15-30 XP AE S U15-30 XP X AE S U15-30 XP Z Anterior		U15-33 XP AE S U15-33 XP X AE S U15-33 XP Z Anterior		J14-15 XP AE S J14-15 XP X AE S J14-15 XP Z Posterior
	BOGE 513 XP AE S B513 XP X AE S B513 XP Z Anterior				

BOGE 513™

Boge 513™ ist das perfekte Instrument für supragingivales Debridement im UK-Frontzahnbereich. Die Hoe Spitze besitzt einen verlängerten Schaft und eine gerade, leicht gewölbte, scharfe, sehr feine Schneidekante. Die optimale Breite ermöglicht die stabile Lage der Schneide auf lingualen oder facialen Zahnoberflächen. Die Nebraska 128 Spitze ist sichelförmig und ideal für interproximale Kontaktbereiche sowie Zähne mit Engstand und/ oder sehr feinen Rezessionen geeignet.

XP Instrumente

Golden Eagle Kit 1



SCALER EAGLE CLAW™ XP Posterior



SCALER EAGLE TALON™ XP Anterior

 **GOLDEN EAGLE KIT 1** 
Art.-Nr. AE GEK XP X

Golden Eagle Kit 2



GRACEY 11-12 XP Posterior Mesial



GRACEY 13-14 XP Posterior Distal

 **GOLDEN EAGLE KIT 2** 
Art.-Nr. AE GEK 2 XP X

Golden Eagle Kit 6



SCALER BLACKJACK XP Anterior



SCALER M23 XP Posterior

 **GOLDEN EAGLE KIT 6** 
Art.-Nr. AE GEK 6 XP X



EFFIZENZ

Die dünne, gegenwärtige Sichel-Scaler-Spitze des Eagle Claw Instrumentes ist optimal für posteriore, supragingivale und interproximale Bereiche geeignet. Eagle Talon™ ergänzt den Claw-Scaler mit der Kombination aus den beiden Anterior-Spitzen - J3 (Jaquette) und N128. Dieser spitze, sichelförmige Scaler ist ideal zum Entfernen von Zahnstein und Belägen im Frontzahnbereich.

XP Quick-Tip Instrumente

QUIK-TIP ANSÄTZE

Mit Quik-Tip kann eine einzelne Arbeitsspitze ausgetauscht werden, ohne das komplette Instrument zu ersetzen. Das führt zu einer wesentlichen Kostenersparnis. Auch die XP Quik-Tip Spitzen müssen nicht geschliffen werden.



Handgriffe



AEQTHB



AEQTHG



AEQTHO



AEQTHP

AEQTW
(Schraubschlüssel)

AEQTHR



AEQTHX



AEQTHY



AEQTHZ

AEMHRX
(einendig)

XP Gracey Standard - Quik-Tip



GRACEY 1 XP QT
AE G 1 XP QT
Anterior



GRACEY 2 XP QT
AE G 2 XP QT
Anterior



GRACEY 3 XP QT
AE G 3 XP QT
Anterior



GRACEY 4 XP QT
AE G 4 XP QT
Anterior



GRACEY 5 XP QT
AE G 5 XP QT
Anterior



GRACEY 6 XP QT
AE G 6 XP QT
Anterior



GRACEY 7 XP QT
AE G 7 XP QT
Buccal / oral



GRACEY 8 XP QT
AE G 8 XP QT
Buccal / oral



GRACEY 9 XP QT
AE G 9 XP QT
Buccal / oral



GRACEY 10 XP QT
AE G 10 XP QT
Buccal / oral



GRACEY 11 XP QT
AE G 11 XP QT
Posterior mesial



GRACEY 12 XP QT
AE G 12 XP QT
Posterior mesial



GRACEY 13 XP QT
AE G 13 XP QT
Posterior distal



GRACEY 14 XP QT
AE G 14 XP QT
Posterior distal



GRACEY 15 XP QT
AE G 15 XP QT
Posterior mesial



GRACEY 16 XP QT
AE G 16 XP QT
Posterior mesial




GRACEY 17 XP QT
AE G 17 XP QT
Posterior distal




GRACEY 18 XP QT
AE G 18 XP QT
Posterior distal

XP Quick-Tip Instrumente

XP Gracey +3 Deep Pocket - Quik-Tip (3mm längerer 1. Schaft)



XP Gracey +3 Access - Quik-Tip (3mm längerer 1. Schaft, 50% kürzere Klinge)



XP Quick-Tip Instrumente

XP Universalküretten - Quik-Tip



BARNHART 5 XP QT

AE C B5 XP QT

Universal



BARNHART 6 XP QT

AE C B6 XP QT

Universal



COLUMBIA 4L XP QT

AE CC 4L XP QT

Deeper shank angle
posterior



COLUMBIA 4R XP QT

AE CC 4R XP QT

Deeper shank angle posterior



COLUMBIA 13 XP QT

AE CC 13 XP QT

Posterior



COLUMBIA 14 XP QT

AE CC 14 XP QT

Posterior



YOUNGER-GOOD 7 XP QT

AE C Y7 XP QT

Small curved blade



YOUNGER-GOOD 8 XP QT

AE C Y8 XP QT

Small curved blade



RULES 4 XP QT

AE CR4 XP QT

Smallest posterior



RULES 3 XP QT

AE CR3 XP QT

Smallest posterior



LANGER 1 XP QT

AE C L1 XP QT

Lower posteriors
mesial/distal



LANGER 2 XP QT

AE C L2 XP QT

Lower posteriors
mesial/distal



LANGER 3 XP QT

AE C L3 XP QT

Upper Posteriors
mesial/distal



LANGER 4 XP QT

AE C L4 XP QT

Upper Posteriors
mesial/distal



LANGER 5 XP QT

AE C L5 XP QT

Upper and lower
anterior



LANGER 6 XP QT

AE C L6 XP QT

Upper and lower
anterior



411 XPQT

AE C 411 XP QT

Posterior



412 XPQT

AE C 412 XP QT

Posterior



McCALL 13S XPQT

AE C M13S XP QT

Posterior – Sharp point



McCALL 14S XPQT

AE C M14S XP QT

Posterior – Sharp point

XP Quick-Tip Instrumente

XP Scaler - Quick-Tip



H6 XP QT
AE S H6 XP QT
Universal anterior



H7 XP QT
AE S H7 XP QT
Universal anterior



H5 XP QT
AE S H5 XP QT
Anterior



33 XP QT
AE S 33 XP QT
Anterior



M23 A
AE S M23A XP QT
Universal



M23 B
AE S M23B XP QT
Universal



204SDA XP QT
AE S 204SDA XP QT
Posterior



204SDB XP QT
AE S 204SDB XP QT
Posterior



204SA XP QT
AE S 204SA XP QT
Posterior



204SB XP QT
AE S 204SB XP QT
Posterior



EAGLE TALON AXP QT
AE SETA XP QT
Anterior



EAGLE TALON BXP QT
AE SETB XP QT
Anterior



EAGLE CLAW AXP QT
AE SECA XP QT
Posterior



EAGLE CLAW BXP QT
AE SECB XP QT
Posterior



311 XP QT
AE S311 XP QT
Universal



312 XP QT
AE S312 XP QT
Universal



BLACKJACK AXP QT
AE S BJA XP QT
Posterior



BLACKJACK BXP QT
AE S BJB XP QT
Posterior



BOGE 513 AXP QT
AE SB513 A XP QT
Anterior



BOGE 513 BXP QT
AE SB513 B XP QT
Anterior



N1 AXP QT
AE S N1A XP QT
Anterior



N1 BXP QT
AE S N1B XP QT
Anterior



N128 XP QT (EINENDIG)
AE S N 128 XP QT
Anterior



TITAN IMPLANTAT-KÜRETZEN

Ihre Vorteile

- Hochwertige Titan-Legierung
- Beschädigt Titan-Implantate nicht
- Mit allen Titan-Implantatmarken kompatibel
- Ergonomischer EagleLite™ Griff vermindert die Handermüdung



BARNHART 5-6

 AEII B5-6 X
Universal



204S

 AE II 204S X
Posterior




LANGER 3-4

 AE IIL3-4X
Mesial/distal



NEBRASKA 128/ LANGER 5

 AEIIN128-LSX
Anterior




IMPLANTAT INSTRUMENTEN KIT

GALAXIE Kassette mit vier Implantat-Instrumenten Barnhart 5-6, Langer 3-4, Nebraska 128/Langer 5 und 204 S.
Mit Edelstahl Kassette

AE IIK Z





NEU!

Anfärbetabletten &
Kinder-Papierservietten





Prophy-Pasten
in verschiedenen
Geschmacksrichtungen



Einweg-Prophy-Winkelstücke
mit lustigen Tiermotiven



"Bringt SPASS in die PZR bei Kindern"





TALON TOUGH™ INSTRUMENTE

Ihre Vorteile

- Hochmoderne Oberflächenbehandlung
- Lange Haltbarkeit
- Geringer Schleifaufwand
- Hoher Schärfegrad

Gracey Küretten	38
Universalküretten	40
Scaler	41
Quik-Tip™ Spitzen	43

Talon Tough™ Instrumente

Handgriffe

3/8" - 9.5mm EagleLite® Color Resin Double End (X)



3/8" - 9.5mm EagleLite® Stainless Steel (Z)



EAGLELITE® + TALON TOUGH™

Die ergonomischen, leichten Handgriffe bieten Komfort, Kontrolle und taktile Sensitivität. Sie reduzieren die Ermüdung der Hand und wirken dem Karpal-Tunnel-Syndrom entgegen. Die Talon Tough Stahl-Spitzen werden handgefertigt. Die Instrumente werden thermisch behandelt, um eine längere Haltbarkeit gegenüber herkömmlichen Instrumenten zu gewährleisten.

Gracey - Standard



GRACEY 1-2

AE G 1-2 X

AE G 1-2 Z (AE G 1-2 RZ Rigid)

Anterior



GRACEY 3-4

AE G 3-4 X

AE G 3-4 Z (AE G 3-4 RZ Rigid)

Anterior



GRACEY 5-6

AE G 5-6 X

AE G 5-6 Z (AE G 5-6 RZ Rigid)

Anterior



GRACEY 7-8

AE G 7-8 X

AE G 7-8 Z (AE G 7-8 RZ Rigid)

Buccal / oral



GRACEY 9-10

AE G 9-10 X

AE G 9-10 Z (AE G 9-10 RZ Rigid)

Anterior premolar



GRACEY 11-12

AE G 11-12 X

AE G 11-12 Z (AE G 11-12 RZ Rigid)

Posterior mesial



GRACEY 13-14

AE G 13-14 X

AE G 13-14 Z (AE G 13-14 RZ Rigid)

Posterior distal



GRACEY 15-16

AE G 15-16 X

AE G 15-16 Z (AE G 15-16 RZ Rigid)

Posterior mesial



GRACEY 17-18

AE G 17-18 X

AE G 17-18 Z (AE G 17-18 RZ Rigid)

Posterior distal

Gracey - Mesial-Distal



GRACEY 11-14MD

AE G 11-14 Z



GRACEY 12-13MD

AE G 12-13 X

AE G 12-13 Z



ZUGANG


Mit dem 3 mm längeren Schaft können diese Instrumente zur Reinigung und Wurzelglättung in Taschen tiefer als 5 mm eingesetzt werden. Die kurze Klinge unseres +3 Access Instruments erlaubt zudem einen wesentlich besseren Zugang in subgingivale Taschen.

Talon Tough™ Instrumente

Gracey- + 3 Deep Pocket (3mm längerer 1.Schaft)



Gracey- + 3 Access (3mm längerer 1.Schaft, 50% kürzere Klinge)










AUßERGEWÖHNLICHE QUALITÄT

American Eagle Instruments setzt den Standard in Instrumentendesign und -qualität. Die Instrumente unterliegen während des Produktionsprozesses strengen Qualitätskontrollen entsprechend den Standards nach ISO 13485.

Talon Tough™ Instrumente








Universalküretten



COLUMBIA 13-14
AE CC 13-14 X (Bild)
AE CC 13-14 Z
Posterior





Talon Tough™ Instrumente

Scaler



Talon Tough™ Instrumente

Scaler



QUALITÄT

Während jedes Produktionsschrittes sichern höchste Sorgfalt und Präzision die Funktionalität und Langlebigkeit aller American Eagle Instrumente.

Talon Tough™ Quick-Tip Instrumente

Handgriffe



AEQTHB



AEQTHG



AEQTHO



AEQTHP



AEQTW
(Schraubschlüssel)



AEQTHR



AEQTHX



AEQTHY



AEQTHZ



AEMHRX
(einendig)

TT Gracey Standard - Quik-Tip



GRACEY 1 TT QT
AEG 1 TT QT
Anterior



GRACEY 2 TT QT
AEG 2 TT QT
Anterior



GRACEY 3 TT QT
AEG 3 TT QT
Anterior



GRACEY 4 TT QT
AEG 4 TT QT
Anterior



GRACEY 5 TT QT
AEG 5 TT QT
Anterior



GRACEY 6 TT QT
AEG 6 TT QT
Anterior



GRACEY 7 TT QT
AEG 7 TT QT
Buccal / oral



GRACEY 8 TT QT
AEG 8 TT QT
Buccal / oral



GRACEY 11 TT QT
AEG 11 TT QT
Posterior mesial



GRACEY 12 TT QT
AEG 12 TT QT
Posterior mesial



GRACEY 13 TT QT
AEG 13 TT QT
Posterior distal



GRACEY 14 TT QT
AEG 14 TT QT
Posterior distal



GRACEY 15 TT QT
AEG 15 TT QT
Posterior mesial



GRACEY 16 TT QT
AEG 16 TT QT
Posterior mesial

VIELFALT


Stellen Sie sich Ihr persönliches Instrument zusammen. Wählen Sie aus einer Vielzahl an Ansätzen und Handgriffen. Mit Quik-Tip sparen Sie Geld und reduzieren Abfall.

Talon Tough™ Quick-Tip Instrumente


TT Gracey +3 Deep Pocket - Quik-Tip (3mm längerer 1.Schaft)



TT Gracey +3 Access - Quik-Tip (3mm längerer 1.Schaft, 50% kürzere Klinge)



TT Universalküretten - Quik-Tip



Talon Tough™ Quick-Tip Instrumente

TT Universalküretten - Quik-Tip



RULES 3 TT QT
AE CR3 TT QT
Small posterior



RULES 4 TT QT
AE CR4 TT QT
Small posterior



YOUNGER-GOOD 7 TT QT
AE CY7 TT QT
Small curved blade



YOUNGER-GOOD 8 TT QT
AE CY8 TT QT
Small curved blade

TT Scaler - Quik-Tip



H5 TT QT
AE S H5 TT QT
Anterior



33 TT QT
AE S33 TT QT
Anterior



H6 TT QT
AE S H6 TT QT
Universal anterior



H7 TT QT
AE S H7 TT QT
Universal anterior



M23A TT QT
AE S M23A TT QT
Posterior



M23B TT QT
AE S M23B TT QT
Posterior



204SA TT QT
AE S 204SA TT QT
Posterior



204SB TT QT
AE S 204 SB TT QT
Posterior



204SDA TT QT
AE S 204 SDA TT QT
Posterior



204SDB TT QT
AE S 204 SDB TT QT
Posterior



EAGLE CLAW A TT QT
AE SEC A TT QT
Posterior



EAGLE CLAW B TT QT
AE SEC B TT QT
Posterior



EAGLE TALON A TT QT
AE SET A TT QT
Posterior



EAGLE TALON B TT QT
AE SET B TT QT
Posterior



SCALER 311 TT QT
AE S311 TT QT
Universal



SCALER 312 TT QT
AE S312 TT QT
Universal



BLACKJACK TT A
AE S BJA TT QT
Posterior




BLACKJACK TT B
AE S BJB TT QT
Posterior



**NEBRASKA 128 TT QT
(EINENDIG)**
AE S N128 TT QT
Anterior

Schleifmaterialien

SCHLEIFEN (Nicht für XP Instrumente!)



SIMPLY SHARP KIT
AE SA CC/FK

ALLES WAS SIE ZUM SCHLEIFEN BENÖTIGEN IN NUR EINEM KIT!

Das Schleifen ist normalerweise aufwendig, mühsam und schwierig. Trotzdem ist es wichtig, Küretten und Scaler scharf zu halten. Das Simply Sharp Stone Kit wurde auf Ihre speziellen Bedürfnisse abgestimmt. Der doppelseitige Stein bietet Ihnen die Wahl zwischen einer extra feinen Oberfläche einerseits und einer größeren Körnung andererseits. Das Kit beinhaltet zudem eine 10-fach Lupe, um die Schneide zu prüfen. Ein Teststick für die Spitzen ist ebenfalls enthalten.



DIAMOND STONE
10,1 X 2,5cm
AE SA DS



TEST STÄBCHEN
AE SA STS (Einzel)
AE SA STP (6er Pack)



SIMPLY SHARP LUPE
AE SA MEL

NORTON SCHLEIFSTEINÖL
4,5 oz. (133 mL)
AE SA NO412

SCHLEIFTECHNIK

1. Verwenden Sie die mitgelieferte 10-fach Lupe und prüfen Sie die Instrumentenklinge.
2. Schleifen Sie Ihr Instrument wie gewohnt und prüfen Sie anschließend mit dem Teststick.
3. Überprüfen Sie Winkel, Kantenkontur und Kantenschärfe erneut mit der Lupe. Eine scharfe Kante reflektiert Licht nicht.
4. Wiederholen Sie die Schritte 2 und 3 bis das gewünschte Kantenprofil erreicht ist.
5. Überprüfen Sie Ihr Instrument regelmäßig, um die Schärfe zu erhalten.



METHODE 1

Bewegen des Schleifsteins bei fixiertem Instrument. Die Kante ist sichtbar während der Stein im richtigen Winkel bewegt wird, um eine scharfe Kante zu gestalten.

METHODE 2

Bewegen des Instruments bei fixiertem Schleifstein. Diese Methode erzeugt weniger Ermüdung. Das Risiko, den Instrumentenwinkel zu verschleifen ist hier größer, da man die Kante beim Bewegen des Instrumentes nicht sehen kann.



KOMPOSIT

Ihre Vorteile

- Instrumente mit XP Technology™
- Kratzresistente Oberflächen
- Extrem scharfe Schnitzinstrumente
- Vielfältige Instrumentenformen

Instrumente, Kunststofffüllung (XP Technology™)	48
Dr. Mopper Serie (XP Technology™)	49
Dr. Colonna Serie (XP Technology™)	50
Dr. Belvedere Serie	50

Komposit

Handgriffe

1/4" - 6.3mm Stainless Steel (Standard)



3/8" - 9.5mm EagleLite® Stainless Steel (Z)



XP TECHNOLOGY™

Glatter denn je, dank XP!

American Eagle Komposit-Kunststofffüllungsinstrumente sowie die Instrumente der Dr. Mopper und Dr. Colonna Serien sind mit XP-Technologie™ beschichtet. Die nanooptimierte superharte, kratzresistente Oberfläche verhindert zuverlässig das Kleben des Komposits am Instrument.

Komposit Kunststoffüllung - XP Technology™



COMPOSITE 1

AEC 1 TN Z

Paddle/Paddle



COMPOSITE 2

AEC 2 TN Z

Paddle/Paddle



COMPOSITE 3

AEC 3 TN Z

Paddle/Paddle



COMPOSITE 4

AEC 4 TN

AEC 4 TN Z

Paddle/Paddle



COMPOSITE 5

AEC 5 TN

AEC 5 TN Z

Paddle/Plugger



COMPOSITE 6

AEC 6 TN

AEC 6 TN Z

Paddle/Plugger



COMPOSITE 6-21A

AEC 6-21A TN

AEC 6-21A TN Z

Paddle/Acorn



COMPOSITE 7

AEC 7 TN

AEC 7 TN Z

Paddle/Plugger



COMPOSITE 9

AEC 9 TN

AEC 9 TN Z

Paddle/Paddle



COMPOSITE GREGG 4-5


AE CA G4-5 TN

AE CA G4-5 TN Z


Paddle/Paddle



Komposit



Standardinstrument
→ Komposit haftet an Mikropartikeln



XP Technology™ Instrument
→ glatte Oberfläche

Handgriffe

1/4" - 6.3mm Stainless Steel Double End (Standard)




3/8" - 9.5mm EagleLite® Stainless Steel Double End (Z)



DR. MOPPER SERIE - Komposit - XP Technology™

EXKLUSIV VON AMERICAN EAGLE INSTRUMENTS®



Komposit

Handgriffe

3/8" - 9.5mm EagleLite® Stainless Steel (Z)



DR. COLONNA SERIE - XP Technology™

EXKLUSIV VON AMERICAN EAGLE INSTRUMENTS®

DR. COLONNA EXCLUSIV-INSTRUMENTE


Die Instrumente der Dr. Colonna Serie wurden speziell zur Anwendung bei Mikropräparationen entwickelt. Die Mikro-Spoon-Exkavatoren sind sehr präzise und besonders geeignet zur Kariesentfernung bei kleinsten Mikropräparationen.



DR. BELVEDERE SERIE - Kontaktpunktformer

EXKLUSIV VON AMERICAN EAGLE INSTRUMENTS®

5/16" - 7.9mm Stainless Steel Belvedere Double End



DR. BELVEDERE EXCLUSIV-HANDGRIFFE

Die Instrumente der Dr. Belvedere Serie haben geriffelte, ovale Köpfe für einen besseren Transport und eine gute Adaption des Komposits. Der an einer Stelle abgeflachte, leichte Handgriff erleichtert die Handhabung beim Applizieren des Komposits. Das Instrument liegt ausgewogen in der Hand des Anwenders.



RESTAURATIV

Ihre Vorteile

- Grazile, präzise Spitzen
- Langlebig und korrosionsresistent
- Talon Tough™ Edelstahl
- Abgestimmte Arbeitsenden

Meißel, Schmelzbeile, Gingivatrimmer	52
Exkavatoren	53
Condenser/Plugger, Super Plugger	54
Brunierer, Carver	55
Fadenstopfer, Carver für Kunststoffe, Discoid-Cleoid	56
Interproximal-Carver, Sonstiges, Endodontieinstrumente	57
Wachsinstrumente, Spatel	58

Restaurativ

Handgriff

1/4" - 6.3mm Stainless Steel Double End (Standard)



Meißel



WEELSTEADT 5-6
(15-15-3)
AE C 5-6W




BINANGLE 11-12
(15-8-8)
AE C 11-12B

Schmelzbeile




8-9
(10-7-14)
AE HA 8-9




10-11
(15-8-14)
AE HA 10-11


Gingivatrimmer




26
(13-95-8-14)
AE MT 26
Distal



27
(13-80-8-14)
AE MT 27
Mesial




28
(10-95-7-14)
AE MT 28
Distal



29
(10-80-7-14)
AE MT 29
Mesial


DR. BLACKS FORMEL

Dr. Blacks Formel basiert auf dem Konzept der Instrumentensymmetrie. Diese wird erreicht, wenn die Instrumentenklinge 2 mm innerhalb der Längsachse des Handgriffs liegt. Eine exakte Symmetrie ist wichtig, um optimales Schneiden bei minimalem Aufwand zu erzielen.



Einige Instrumente, wie z.B. Gingivatrimmer, wurden mit einem Schneidekantenwinkel abweichend vom rechten Winkel konstruiert.

In diesen Fällen wird eine vierte Zahl in die Formel integriert, die den Winkel der Schneidekante zur Längsachse des Handgriffs angibt.



MULTIFUNKTIONAL




Die Exkavatoren, die zum Entfernen von kariösem Dentin verwendet werden, haben zwei unterschiedliche Arbeitsenden: ein löffelförmiges Ende, besonders hilfreich in tiefen, kariösen Bereichen, und ein rundes Ende für die substanzschonende Kavitätenpräparationen.

Handgriff

1/4" - 6.3mm Stainless Steel Double End (Standard)



Exkavatoren




Restaurativ

Handgriff (Condenser/Plugger, Super Plugger, Brunierer, Carver)

1/4" - 6.3mm Stainless Steel Double End (Standard)



Condenser / Plugger (GLATT)




UNIVERSAL

Die Super Plugger haben zwei unterschiedlich große Condenser/Plugger mit einem ballförmigen Brunierer am einen Ende und einem eichelförmigen Schnitzer am anderen Ende. Das Instrument ist somit multifunktionell einsetzbar.

Super Plugger

*SIEHE SEITE 48-50 FÜR XP-BESCHICHTETE KOMPOSIT INSTRUMENTE



BESTÄNDIG

American Eagles Brunierer sind zum präzisen Polieren von Amalgam geeignet. Die Brunierer sind aus hochwertigem Edelstahl hergestellt. Sie sind korrosionsresistent und äußerst langlebig.

Brunierer



**LINING CEMENT /
CALCIUM HYDROXIDE
PLACEMENT INSTR.**
AE P PA



26-29 BALL-FOOTBALL
AE B 26-29BF



26-27 BALL
AE B 26-27B



26-28 BALL-FOOTBALL
AE B 26-28BF



26-30 BALL-FOOTBALL
AE B 26-30BF



NYU B1
AE B NYU B-1



PFI 18 BALL
AE B PFI 18B



PFI 21 ACORN
AE B PFI 21A



PITTS PEDO 18
AE B PP 18



**LINING CEMENT /
CALCIUM HYDROXIDE
PLACEMENT INSTR.**
AE P BP-2



21B ACORN
AE B 21BA



**2-29 BEAVERTAIL-
FOOTBALL**
AE B 2-29BEF



**2-30 BEAVERTAIL-
FOOTBALL**
AE B 2-30BEF

Carver

HALTBAR

Gestaltet zum Formen anatomischer Besonderheiten und zum Trimmen überschüssigen Materials. Unsere Talon Tough Stahlspitzen sind zuverlässig und haltbar.



GREGG 4-5
AE CA G4-5



TANNER 3
AE CA T3



HOLLENBACK 1/2 3
AE CA H1/23



HOLLENBACK 3
AE CA H3



WALLS 3
AE CA W3

Restaurativ

Handgriff (Fadenstopfer, Carver, Discoid-Cleoid, Interproximal-Carver)

1/4" - 6.3mm Stainless Steel Double End (Standard)




EMPFOHLEN

Die abgerundeten Fadenstopfer sichern eine exakte Fadenplatzierung – so wie es führende Faden-Hersteller empfehlen.

Fadenstopfer



Carver für Kunststoffe



CARVER FÜR KUNSTSTOFFE

Bester Stahl und moderne Verarbeitungsprozesse ermöglichen superpolierte, nichtklebende Instrumentenoberflächen.


Discoid-Cleoid



ANPASSUNG

Moderner, wärmebehandelter, korrosionsresistenter Edelstahl bietet extrem dünne, präzisionsgeschliffene Klingen, die sich ideal an interproximale Oberflächen anpassen.

Interproximal-Carver



Handgriff


7/32" - 5.6mm Stainless Steel Double End



Endodontie Spreader



Endodontie Plugger



PRÄZISION

Unsere Instrumente werden von hochqualifiziertem Personal präzisionsgeschliffen. Dies sichert schärfere, langlebigere Instrumente.

Restaurativ

Handgriff (Explorer DG 16)

7/32" - 5.6mm Stainless Steel Double End



Handgriff (Carver, Excavator, Wachsinstrumente, Feilen)

1/4" - 6.3mm Stainless Steel Double End



Endodontie Sonstiges



EXPLORER DG 16

AE EM DG16

7/32" Edelstahlhandgriff



CARVER GLICK 1

AE EM G1CA

1/4" Edelstahlhandgriff



EXCAVATOR 31L

AE EM 31L EXC

1/4" Edelstahlhandgriff

Wachsinstrumente



P.K. THOMAS 2

AE W PKT2



P.K. THOMAS 1

AE W PKT1



P.K. THOMAS 3

AE W PKT3



WAX INSTRUMENT

AE WS 7

Feilen



HIRSCHFIELD 3-7

AE F H3-7

Buccal/Lingual



HIRSCHFIELD 5-11

AE F H5-11

Mesial/Distal

Spatel

Handgriff:

1/4" - 6.3mm Stainless Steel Single End Spatula



CEMENT 8

AE CSP 8



DER ORIGINAL MICROBRUSH® APPLIKATOR

Gleichbleibende, verlässliche Qualität



+ 9 Farben

Für zahlreiche
Behandlungsmöglichkeiten
und optimale Organisation

+ 4 Größen

Ultrafein (0,5mm)
Superfein (1,0mm)
Fein (1,5mm)
Regulär (2,0mm)

+ 3 Packungsgrößen

Spender-Kit
Spender-Refill
Tube

- Fester Bürstenkopf und biegsamer Hals sorgen für eine präzise Platzierung des Materials in schwer zugänglichen Regionen
- Fusselfreie, nicht-absorbierende Faserspitzen halten die Flüssigkeit suspendiert bis sie aufgetragen wird
- Für beispiellose Bequemlichkeit, Konsistenz und Kontrolle

Artikel Nr.	Beschreibung	Seite
DOUBLE GRACEY		
AEDGAXPX	AE XP Double-Gracey Anterior, mit Kunststoffgriff	22
AEDGPXPX	AE XP Double-Gracey Posterior, mit Kunststoffgriff	22
AEDGMAXPX	AE XP Double-Gracey Mini Anterior, mit Kunststoffgriff	22
AEDGMPXPX	AE XP Double-Gracey Mini Posterior, mit Kunststoffgriff	22
AEDGKXPX	Double Gracey Kit Anterior & Posterior, mit Kunststoffgriff	22
AEDGMKXPX	Double Gracey Kit Mini Anterior & Posterior, mit Kunststoffgriff	22
AEDGK4XPX	Double Gracey Komplett-Kit	22
GRACEY STANDARD		
AEG1-2X	AE Gracey Standard 1-2 Anterior, mit Kunststoffgriff	38
AEG1-2XPX	XP Gracey Standard 1-2 Anterior, mit Kunststoffgriff	26
AEG1-2XPZ	XP Gracey Standard 1-2 Anterior, mit Edelstahlgriff	26
AEG1-2Z	AE Gracey Standard 1-2 Anterior, mit Edelstahlgriff	38
AEG1-2RZ	AE Gracey Standard 1-2 Anterior, Rigid, mit Edelstahlgriff	38
AEG3-4X	AE Gracey Standard 3-4 Anterior, mit Kunststoffgriff	38
AEG3-4XPX	XP Gracey Standard 3-4 Anterior, mit Kunststoffgriff	26
AEG3-4XPZ	XP Gracey Standard 3-4 Anterior, mit Edelstahlgriff	26
AEG3-4Z	AE Gracey Standard 3-4 Anterior, mit Edelstahlgriff	38
AEG3-4RZ	AE Gracey Standard 3-4 Anterior, Rigid, mit Edelstahlgriff	38
AEG5-6X	AE Gracey Standard 5-6 Anterior, mit Kunststoffgriff	38
AEG5-6XPX	XP Gracey Standard 5-6 Anterior, mit Kunststoffgriff	26
AEG5-6XPZ	XP Gracey Standard 5-6 Anterior, mit Edelstahlgriff	26
AEG5-6Z	AE Gracey Standard 5-6 Anterior, mit Edelstahlgriff	38
AEG5-6RZ	AE Gracey Standard 5-6 Anterior, Rigid, mit Edelstahlgriff	38
AEG7-8X	AE Gracey Standard 7-8 Pre-molar/molar, mit Kunststoffgriff	38
AEG7-8XPX	XP Gracey Standard 7-8 Pre-molar/Molar, mit Kunststoffgriff	26
AEG7-8XPZ	XP Gracey Standard 7-8 Pre-molar/Molar, mit Edelstahlgriff	26
AEG7-8Z	AE Gracey Standard 7-8 Pre-molar/molar, mit Edelstahlgriff	38
AEG7-8RZ	AE Gracey Standard 7-8 Pre-molar/molar, Rigid, mit Edelstahlgriff	38
AEG9-10X	AE Gracey Standard 9-10 Anterior Pre-molar, mit Kunststoffgriff	38
AEG9-10XPX	XP Gracey Standard 9-10 Contra Angle Molar, mit Kunststoffgriff	26
AEG9-10XPZ	XP Gracey Standard 9-10 Contra Angle Molar, mit Edelstahlgriff	26
AEG9-10Z	AE Gracey Standard 9-10 Anterior Pre-molar, mit Edelstahlgriff	38
AEG9-10RZ	AE Gracey Standard 9-10 Anterior Pre-molar, Rigid, mit Edelstahlgriff	38
AEG11-12X	AE Gracey Standard 11-12 Posterior Mesial, mit Kunststoffgriff	38
AEG11-12XPX	XP Gracey Standard 11-12 Posterior Mesial, mit Kunststoffgriff	26
AEG11-12XPZ	XP Gracey Standard 11-12 Posterior Mesial, mit Edelstahlgriff	26
AEG11-12Z	AE Gracey Standard 11-12 Posterior Mesial, mit Edelstahlgriff	38
AEG11-12RZ	AE Gracey Standard 11-12 Posterior Mesial, Rigid, mit Edelstahlgriff	38
AEG13-14X	AE Gracey Standard 13-14 Posterior Distal, mit Kunststoffgriff	38
AEG13-14XPX	XP Gracey Standard 13-14 Posterior Distal, mit Kunststoffgriff	26
AEG13-14XPZ	XP Gracey Standard 13-14 Posterior Distal, mit Edelstahlgriff	26
AEG13-14Z	AE Gracey Standard 13-14 Posterior Distal, mit Edelstahlgriff	38
AEG13-14RZ	AE Gracey Standard 13-14 Posterior Distal, Rigid, mit Edelstahlgriff	38
AEG15-16X	AE Gracey Standard 15-16 Posterior Mesial, mit Kunststoffgriff	38
AEG15-16XPX	XP Gracey Standard 15-16 Posterior Mesial, mit Kunststoffgriff	26
AEG15-16XPZ	XP Gracey Standard 15-16 Posterior Mesial, mit Edelstahlgriff	26
AEG15-16Z	AE Gracey Standard 15-16 Posterior Mesial, mit Edelstahlgriff	38
AEG15-16RZ	AE Gracey Standard 15-16 Posterior Mesial, Rigid, mit Edelstahlgriff	38
AEG17-18X	AE Gracey Standard 17-18 Posterior Distal, mit Kunststoffgriff	38
AEG17-18XPX	XP Gracey Standard 17-18 Posterior Distal, mit Kunststoffgriff	26

Artikel Nr.	Beschreibung	Seite
AEG17-18XPZ	XP Gracey Standard 17-18 Posterior Distal, mit Edelstahlgriff	26
AEG17-18Z	AE Gracey Standard 17-18 Posterior Distal, mit Edelstahlgriff	38
AEG17-18RZ	AE Gracey Standard 17-18 Posterior Distal, Rigid, mit Edelstahlgriff	38
GRACEY MESIAL-DISTAL		
AEG11-14X	AE Gracey Mesial-Distal 11-14, mit Kunststoffgriff	38
AEG11-14XPX	XP Gracey Mesial-Distal 11-14, mit Kunststoffgriff	26
AEG11-14XPZ	XP Gracey Mesial-Distal 11-14, mit Edelstahlgriff	26
AEG11-14Z	AE Gracey Mesial-Distal 11-14, mit Edelstahlgriff	38
AEG12-13X	AE Gracey Mesial-Distal 12-13, mit Kunststoffgriff	38
AEG12-13XPX	XP Gracey Mesial-Distal 12-13, mit Kunststoffgriff	26
AEG12-13XPZ	XP Gracey Mesial-Distal 12-13, mit Edelstahlgriff	26
AEG12-13Z	AE Gracey Mesial-Distal 12-13, mit Edelstahlgriff	38
GRACEY +3 ACCESS		
AEGA00-0X	AE Gracey +3 Access 00-0 Anterior, mit Kunststoffgriff	39
AEGA00-0XPX	AE XP Gracey +3 Access 00-0 Anterior, mit Kunststoffgriff	27
AEGA00-0XPZ	AE XP Gracey +3 Access 00-0 Anterior, mit Edelstahlgriff	27
AEGA00-0Z	AE Gracey +3 Access 00-0 Anterior, mit Edelstahlgriff	39
AEGA1-2TXPX	Pro Thin XP Gracey +3 Access 1-2 Anterior, mit Kunststoffgriff	18
AEGA1-2X	AE Gracey +3 Access 1-2 Anterior, mit Kunststoffgriff	39
AEGA1-2XPX	AE XP Gracey +3 Access 1-2 Anterior, mit Kunststoffgriff	27
AEGA1-2XPZ	AE XP Gracey +3 Access 1-2 Anterior, mit Edelstahlgriff	27
AEGA1-2Z	AE Gracey +3 Access 1-2 Anterior, mit Edelstahlgriff	39
AEGA3-4X	AE Gracey +3 Access 3-4 Anterior, mit Kunststoffgriff	27
AEGA3-4XPX	AE XP Gracey +3 Access 3-4 Anterior, mit Kunststoffgriff	39
AEGA3-4XPZ	AE XP Gracey +3 Access 3-4 Anterior, mit Edelstahlgriff	39
AEGA3-4Z	AE Gracey +3 Access 3-4 Anterior, mit Edelstahlgriff	27
AEGA5-6X	AE Gracey +3 Access 5-6 Anterior, mit Kunststoffgriff	39
AEGA5-6XPX	AE XP Gracey +3 Access 5-6 Anterior, mit Kunststoffgriff	27
AEGA5-6XPZ	AE XP Gracey +3 Access 5-6 Anterior, mit Edelstahlgriff	27
AEGA5-6Z	AE Gracey +3 Access 5-6 Anterior, mit Edelstahlgriff	39
AEGA7-8TXPX	Pro Thin XP Gracey +3 Access 7-8 Pre-molar/molar, mit Kunststoff	18
AEGA7-8X	AE Gracey +3 Access 7-8 Pre-molar/molar, mit Kunststoffgriff	39
AEGA7-8XPX	AE XP Gracey +3 Access 7-8 Pre-molar/molar, mit Kunststoffgriff	27
AEGA7-8XPZ	AE XP Gracey +3 Access 7-8 Pre-molar/molar, mit Edelstahlgriff	27
AEGA7-8Z	AE Gracey +3 Access 7-8 Pre-molar/molar, mit Edelstahlgriff	39
AEGA11-12X	AE Gracey +3 Access 11-12 Posterior Mesial, mit Kunststoffgriff	39
AEGA11-12XPX	AE XP Gracey +3 Access 11-12 Posterior Mesial, mit Kunststoffgriff	27
AEGA11-12XPZ	AE XP Gracey +3 Access 11-12 Posterior Mesial, mit Edelstahlgriff	27
AEGA11-12Z	AE Gracey +3 Access 11-12 Posterior Mesial, mit Edelstahlgriff	39
AEGA13-14TXPX	Pro Thin XP Gracey +3 Access 13-14 Posterior Distal, mit Kunststoff	18
AEGA13-14X	AE Gracey +3 Access 13-14 Posterior Distal, mit Kunststoffgriff	39
AEGA13-14XPX	AE XP Gracey +3 Access 13-14 Posterior Distal, mit Kunststoffgriff	27
AEGA13-14XPZ	AE XP Gracey +3 Access 13-14 Posterior Distal, mit Edelstahlgriff	27
AEGA13-14Z	AE Gracey +3 Access 13-14 Posterior Distal, mit Edelstahlgriff	39
AEGA15-16TXPX	Pro Thin XP Gracey +3 Access 15-16 Posterior Mesial, mit Kunststoffgriff	18
AEGA15-16X	AE Gracey +3 Access 15-16 Posterior Mesial, mit Kunststoffgriff	39
AEGA15-16XPX	AE XP Gracey +3 Access 15-16 Posterior Mesial, mit Kunststoffgriff	27
AEGA15-16XPZ	AE XP Gracey +3 Access 15-16 Posterior Mesial, mit Edelstahlgriff	27
AEGA15-16Z	AE Gracey +3 Access 15-16 Posterior Mesial, mit Edelstahlgriff	39

Artikel Nr.	Beschreibung	Seite
GRACEY +3 DEEP POCKET		
AEGDP1-2X	AE Gracey +3 Deep Pocket 1-2 Anterior, mit Kunststoffgriff	39
AEGDP1-2XPX	AE XP Gracey +3 Deep Pocket 1-2, mit Kunststoffgriff	27
AEGDP1-2XPZ	AE XP Gracey +3 Deep Pocket 1-2, mit Edelstahlgriff	27
AEGDP1-2Z	AE Gracey +3 Deep Pocket 1-2 Anterior, mit Edelstahlgriff	39
AEGDP3-4X	AE Gracey +3 Deep Pocket 3-4 Anterior, mit Kunststoffgriff	39
AEGDP3-4XPX	AE XP Gracey +3 Deep Pocket 3-4, mit Kunststoffgriff	27
AEGDP3-4XPZ	AE XP Gracey +3 Deep Pocket 3-4, mit Edelstahlgriff	27
AEGDP3-4Z	AE Gracey +3 Deep Pocket 3-4 Anterior, mit Edelstahlgriff	39
AEGDP5-6X	AE Gracey +3 Deep Pocket 5-6 Anterior, mit Kunststoffgriff	39
AEGDP5-6XPX	AE XP Gracey +3 Deep Pocket 5-6, mit Kunststoffgriff	27
AEGDP5-6XPZ	AE XP Gracey +3 Deep Pocket 5-6, mit Edelstahlgriff	27
AEGDP5-6Z	AE Gracey +3 Deep Pocket 5-6 Anterior, mit Edelstahlgriff	39
AEGDP7-8X	AE Gracey +3 Deep Pocket 7-8 Pre-molar/molar, mit Kunststoffgriff	39
AEGDP7-8XPX	AE XP Gracey +3 Deep Pocket 7-8, mit Kunststoffgriff	27
AEGDP7-8XPZ	AE XP Gracey +3 Deep Pocket 7-8, mit Edelstahlgriff	27
AEGDP7-8Z	AE Gracey +3 Deep Pocket 7-8 Pre-molar/molar, mit Edelstahlgriff	39
AEGDP11-12X	AE Gracey +3 Deep Pocket 11-12 Posterior Mesial, mit Kunststoffgriff	39
AEGDP11-12XPX	AE XP Gracey +3 Deep Pocket 11-12, mit Kunststoffgriff	27
AEGDP11-12XPZ	AE XP Gracey +3 Deep Pocket 11-12, mit Edelstahlgriff	27
AEGDP11-12Z	AE Gracey +3 Deep Pocket 11-12 Posterior Mesial, mit Edelstahlgriff	39
AEGDP13-14X	AE Gracey +3 Deep Pocket 13-14 Posterior Distal, mit Kunststoffgriff	39
AEGDP13-14XPX	AE XP Gracey +3 Deep Pocket 13-14, mit Kunststoffgriff	27
AEGDP13-14XPZ	AE XP Gracey +3 Deep Pocket 13-14, mit Edelstahlgriff	27
AEGDP13-14Z	AE Gracey +3 Deep Pocket 13-14 Posterior Distal, mit Edelstahlgriff	39
AEGDP15-16X	AE Gracey +3 Deep Pocket 15-16 Posterior Mesial, mit Kunststoffgriff	39
AEGDP15-16XPX	AE XP Gracey +3 Deep Pocket 15-16, mit Kunststoffgriff	27
AEGDP15-16XPZ	AE XP Gracey +3 Deep Pocket 15-16, mit Edelstahlgriff	27
AEGDP15-16Z	AE Gracey +3 Deep Pocket 15-16 Posterior Mesial, mit Edelstahlgriff	39
CURETTES		
AECB1-2X	AE Universalkürette Barnhart 1-2 Narrow Blade Anterior, mit Kunststoffgriff	40
AECB1-2XPX	AE XP Universalkürette Barnhart 1-2 Narrow Blade Anterior, mit Kunststoffgriff	28
AECB1-2XPZ	AE XP Universalkürette Barnhart 1-2 Narrow Blade Anterior, mit Edelstahlgriff	28
AECB1-2Z	AE Universalkürette Barnhart 1-2 Narrow Blade Anterior, mit Edelstahlgriff	40
AECB5-6TXPX	Pro Thin XP Universalkürette Barnhart 5-6 Deeper Shank Angle Posterior, mit Kunststoffgriff	18
AECB5-6X	AE Universalkürette Barnhart 5-6 Deeper Shank Angle Posterior, mit Kunststoffgriff	40
AECB5-6XPX	AE XP Universalkürette Barnhart 5-6 Deeper Shank Angle Posterior, mit Kunststoffgriff	28
AECB5-6XPZ	AE XP Universalkürette Barnhart 5-6 Deeper Shank Angle Posterior, mit Edelstahlgriff	28
AECB5-6Z	AE Universalkürette Barnhart 5-6 Deeper Shank Angle Posterior, mit Edelstahlgriff	40
AECC13-14X	AE Universalkürette Columbia 13-14 Posterior, mit Kunststoffgriff	40
AECC13-14XPX	AE XP Universalkürette Columbia 13-14 Posterior, mit Kunststoffgriff	28
AECC13-14XPZ	AE XP Universalkürette Columbia 13-14 Posterior, mit Edelstahlgriff	28
AECC13-14Z	AE Universalkürette Columbia 13-14 Posterior, mit Edelstahlgriff	40
AECC2L-2RX	AE Universalkürette Columbia 2L-2R Longer Shank Anterior, mit Kunststoffgriff	40
AECC2L-2RXPX	AE XP Universalkürette Columbia 2L-2R Long Shank Anterior, mit Kunststoffgriff	28
AECC2L-2RXPZ	AE XP Universalkürette Columbia 2L-2R Long Shank Anterior, mit Edelstahlgriff	28
AECC2L-2RZ	AE Universalkürette Columbia 2L-2R Longer Shank Anterior, Rigid, mit Edelstahlgriff	40
AECC4L-4RX	AE Universalkürette Columbia 4L-4R Deeper Shank Posterior, mit Kunststoffgriff	40
AECC4L-4RXPX	AE XP Universalkürette Columbia 4L-4R Deeper Shank Posterior, mit Kunststoffgriff	28
AECC4L-4RXPZ	AE XP Universalkürette Columbia 4L-4R Deeper Shank Posterior, mit Edelstahlgriff	28
AECC4L-4RZ	AE Universalkürette Columbia 4L-4R Deeper Shank Posterior, Rigid, mit Edelstahlgriff	40

Artikel Nr.	Beschreibung	Seite
AECL1-2X	AE Universalkürette Langer 1-2 Posterior Mesial/Distal, mit Kunststoffgriff	40
AECL1-2XPX	AE XP Universalkürette Langer 1-2 Posterior Mesial/Distal, mit Kunststoffgriff	28
AECL1-2XPZ	AE XP Universalkürette Langer 1-2 Posterior Mesial/Distal, mit Edelstahlgriff	28
AECL1-2Z	AE Universalkürette Langer 1-2 Posterior Mesial/Distal, mit Edelstahlgriff	40
AECL3-4X	AE Universalkürette Langer 3-4 Posterior Mesial/Distal, mit Kunststoffgriff	40
AECL3-4XPX	AE XP Universalkürette Langer 3-4 Posterior Mesial/Distal, mit Kunststoffgriff	28
AECL3-4XPZ	AE XP Universalkürette Langer 3-4 Posterior Mesial/Distal, mit Edelstahlgriff	28
AECL3-4Z	AE Universalkürette Langer 3-4 Posterior Mesial/Distal, mit Edelstahlgriff	40
AECL5-6X	AE Universalkürette Langer 5-6 Anterior Mesial/Distal, mit Kunststoffgriff	40
AECL5-6XPX	AE XP Universalkürette Langer 5-6 Anterior Mesial/Distal, mit Kunststoffgriff	28
AECL5-6XPZ	AE XP Universalkürette Langer 5-6 Anterior Mesial/Distal, mit Edelstahlgriff	28
AECL5-6Z	AE Universalkürette Langer 5-6 Anterior Mesial/Distal, mit Edelstahlgriff	40
AECM13-14SX	AE Universalkürette McCall 13-14S Posterior - Sharp Point, mit Kunststoffgriff	40
AECM13-14SXPX	AE XP Universalkürette McCall 13-14S Posterior - Sharp Point, mit Kunststoffgriff	28
AECM13-14SXPZ	AE XP Universalkürette McCall 13-14S Posterior - Sharp Point, mit Edelstahlgriff	28
AECM13-14SZ	AE Universalkürette McCall 13-14S Posterior - Sharp Point, mit Edelstahlgriff	40
AECM13-14X	AE Universalkürette McCall 13-14 Posterior, mit Kunststoffgriff	40
AECM13-14XPX	AE XP Universalkürette McCall 13-14 Posterior, mit Kunststoffgriff	28
AECM13-14XPZ	AE XP Universalkürette McCall 13-14 Posterior, mit Edelstahlgriff	28
AECM13-14Z	AE Universalkürette McCall 13-14 Posterior, mit Edelstahlgriff	40
AECM17-18SX	AE Universalkürette McCall 17-18S Narrow Blade Molars, mit Kunststoffgriff	40
AECM17-18SXPX	AE XP Universalkürette McCall 17-18S Narrow Blade Molars, mit Kunststoffgriff	28
AECM17-18SXPZ	AE XP Universalkürette McCall 17-18S Narrow Blade Molars, mit Edelstahlgriff	28
AECM17-18SZ	AE Universalkürette McCall 17-18S Narrow Blade Molars, mit Edelstahlgriff	40
AECM17-18X	AE Universalkürette McCall 17-18 Wide Blade Molars, mit Kunststoffgriff	40
AECM17-18XPX	AE XP Universalkürette McCall 17-18 Wide Blade Molars, mit Kunststoffgriff	28
AECM17-18XPZ	AE XP Universalkürette McCall 17-18 Wide Blade Molars, mit Edelstahlgriff	28
AECM17-18Z	AE Universalkürette McCall 17-18 Wide Blade Molars, mit Edelstahlgriff	40
AECR3-4X	AE Universalkürette Rules 3-4 Smallest Posterior, mit Kunststoffgriff	40
AECR3-4XPX	AE XP Universalkürette Rules 3-4 Smallest Posterior, mit Kunststoffgriff	28
AECR3-4XPZ	AE XP Universalkürette Rules 3-4 Smallest Posterior, mit Edelstahlgriff	28
AECR3-4Z	AE Universalkürette Rules 3-4 Smallest Posterior, mit Edelstahlgriff	40
AECY7-8X	AE Universalkürette Younger-Good 7-8 Small Curved Blade, mit Kunststoffgriff	40
AECY7-8XPX	AE XP Universalkürette Younger Good 7-8 Small Curved Blade, mit Kunststoffgriff	28
AECY7-8XPZ	AE XP Universalkürette Younger Good 7-8 Small Curved Blade, mit Edelstahlgriff	28
AECY7-8Z	AE Universalkürette Younger-Good 7-8 Small Curved Blade, mit Edelstahlgriff	40

SCALERS

AES107-108X	AE Scaler 107-108 Posterior, mit Kunststoffgriff	41
AES107-108Z	AE Scaler 107-108 Posterior, mit Edelstahlgriff	41
AES204SX	AE Scaler 204S Posterior, mit Kunststoffgriff	41
AES204SXPX	AE XP Scaler 204 S Posterior, mit Kunststoffgriff	29
AES204SXPZ	AE XP Scaler 204 S Posterior, mit Edelstahlgriff	29
AES204SZ	AE Scaler 204S Posterior, mit Edelstahlgriff	41
AES204SDX	AE Scaler 204SD Posterior Distal, mit Kunststoffgriff	41
AES204SDXPX	AE XP Scaler 204 SD Posterior Distal, mit Kunststoffgriff	29
AES204SDXPZ	AE XP Scaler 204 SD Posterior Distal, mit Edelstahlgriff	29
AES204SDZ	AE Scaler 204SD Posterior Distal, mit Edelstahlgriff	41
AES2YS-3YSX	AE Scaler 2YS-3YS (Jacquette 34-35) Miniature Posterior, mit Kunststoffgriff	41
AES2YS-3YSZ	AE Scaler 2YS-3YS (Jacquette 34-35) Miniature Posterior, mit Edelstahlgriff	41
AES311-312X	AE Scaler S311-312 Anterior, mit Kunststoffgriff	41
AES311-312XPX	AE XP Scaler 311-312, mit Kunststoffgriff	29

Artikel Nr.	Beschreibung	Seite
AES311-312XPZ	AE XP Scaler 311-312, mit Edelstahlgriff	29
AES311-312Z	AE Scaler S311-312 Anterior, mit Edelstahlgriff	41
AESB7-8X	AE Scaler Bates 7-8 Narrow Posterior, mit Kunststoffgriff	41
AESB7-8Z	AE Scaler Bates 7-8 Narrow Posterior, mit Edelstahlgriff	41
AESBJTXPX	Pro Thin XP Scaler Blackjack, mit Kunststoffgriff	18
AESBJX	AE Scaler Blackjack, mit Kunststoffgriff	41
AESBJXPX	AE XP Scaler Blackjack, mit Kunststoffgriff	29
AESBJXPZ	AE XP Scaler Blackjack, mit Edelstahlgriff	29
AESBJZ	AE Scaler Blackjack, mit Edelstahlgriff	41
AESB513XPX	AE XP Scaler Boge 513, mit Kunststoffgriff	29
AESB513XPZ	AE XP Scaler Boge 513, mit Edelstahlgriff	29
AESECX	AE Scaler Eagle Claw Posterior, mit Kunststoffgriff	41
AESECPX	AE XP Scaler Eagle Claw Posterior, mit Kunststoffgriff	29
AESECPZ	AE XP Scaler Eagle Claw Posterior, mit Edelstahlgriff	29
AESECZ	AE Scaler Eagle Claw Posterior, mit Edelstahlgriff	41
AESETX	AE Scaler Eagle Talon Anterior, mit Kunststoffgriff	41
AESETXPX	AE XP Scaler Eagle Talon Anterior, mit Kunststoffgriff	29
AESETXPZ	AE XP Scaler Eagle Talon Anterior, mit Edelstahlgriff	29
AESETZ	AE Scaler Eagle Talon Anterior, mit Edelstahlgriff	41
AESH5-33X	AE Scaler H 5-33 Anterior, mit Kunststoffgriff	41
AESH5-33XPX	AE XP Scaler H 5-33 Anterior, mit Kunststoffgriff	29
AESH5-33XPZ	AE XP Scaler H 5-33 Anterior, mit Edelstahlgriff	29
AESH5-33Z	AE Scaler H 5-33 Anterior, mit Edelstahlgriff	41
AESH6-7X	AE Scaler H 6-7 Universal Anterior, mit Kunststoffgriff	41
AESH6-7XPX	AE XP Scaler H 6-7 Universal Anterior, mit Kunststoffgriff	29
AESH6-7XPZ	AE XP Scaler H 6-7 Universal Anterior, mit Edelstahlgriff	29
AESH6-7Z	AE Scaler H 6-7 Universal Anterior, mit Edelstahlgriff	41
AESJ14-15X	AE Scaler Jacquette 14-15 Posterior, mit Kunststoffgriff	41
AESJ14-15XPX	AE XP Scaler J14-15 Posterior, mit Kunststoffgriff	29
AESJ14-15XPZ	AE XP Scaler J14-15 Posterior, mit Edelstahlgriff	29
AESJ14-15Z	AE Scaler Jacquette 14-15 Posterior, mit Edelstahlgriff	41
AESJ3-4X	AE Scaler Jacquette 3-4 Anterior, mit Kunststoffgriff	41
AESJ3-4Z	AE Scaler Jacquette 3-4 Anterior, mit Edelstahlgriff	41
AESJ3-U15XPX	AE XP Scaler J3-U15 Anterior, mit Kunststoffgriff	29
AESJ3-U15XPZ	AE XP Scaler J3-U15 Anterior, mit Edelstahlgriff	29
AESJ3-U5X	AE Scaler Jacquette 3-U5 Anterior, mit Kunststoffgriff	41
AESJ3-U5XPX	AE XP Scaler J3-U5XP, mit Kunststoffgriff	29
AESJ3-U5XPZ	AE XP Scaler J3-U5XP, mit Edelstahlgriff	29
AESJ3-U5Z	AE Scaler Jacquette 3-U5 Anterior, mit Edelstahlgriff	41
AESJ30-33Z	AE Scaler Jacquette 30-33 Anterior, mit Edelstahlgriff	41
AESJ31-32Z	AE Scaler Jacquette 31-32, mit Edelstahlgriff	41
AESJ4-U15X	AE Scaler Jacquette 4-U15 Anterior, mit Kunststoffgriff	41
AESJ4-U15Z	AE Scaler Jacquette 4-U15 Anterior, mit Edelstahlgriff	41
AESJ4-U5X	AE Scaler Jacquette 4-U5 Anterior, mit Kunststoffgriff	41
AESJ4-U5XPX	AE XP Scaler J4-U5 Anterior, mit Kunststoffgriff	29
AESJ4-U5XPZ	AE XP Scaler J4-U5 Anterior, mit Edelstahlgriff	29
AESM0-00X	AE Scaler Morse 0-00 Anterior, mit Kunststoffgriff	42
AESM0-00Z	AE Scaler Morse 0-00 Anterior, mit Edelstahlgriff	42
AESM23X	AE Scaler M23 Posterior, mit Kunststoffgriff	41
AESM23XPX	AE XP Scaler M23 Posterior, mit Kunststoffgriff	29
AESM23XPZ	AE XP Scaler M23 Posterior, mit Edelstahlgriff	29
AESM23Z	AE Scaler M23 Posterior, mit Edelstahlgriff	41

Artikel Nr.	Beschreibung	Seite
AESM23TXPX	Pro Thin XP Scaler M23 Posterior, mit Kunststoffgriff	29
AESM23TXPZ	AE XP Scaler M23 Posterior, dünn, mit Edelstahlgriff	29
AESN128DEX	AE Scaler D.E. Nebraska 128 Anterior, mit Kunststoffgriff	42
AESN128DEXPX	AE XP Scaler N128 Anterior, mit Kunststoffgriff	29
AESN128DEXPZ	AE XP Scaler N128 Anterior, mit Edelstahlgriff	29
AESN128DEZ	AE Scaler D.E. Nebraska 128 Anterior, mit Edelstahlgriff	42
AESN128X	AE Scaler N128 Anterior -einseitig-	42
AESN128XPX	XP Scaler N128 -einseitig-	29
AESN128XPZ	XP Scaler N128 -einseitig-	29
AESN135X	AE Scaler N135 Posterior, mit Kunststoffgriff	42
AESN135Z	AE Scaler N135 Posterior, mit Edelstahlgriff	42
AESN137X	AE Scaler Curaler - N 137, mit Kunststoffgriff	42
AESN137XPX	AE XP Scaler Curaler - N 137 Anterior, mit Kunststoffgriff	29
AESN137XPZ	AE XP Scaler Curaler - N 137 Anterior, mit Edelstahlgriff	29
AESN137Z	AE Scaler Curaler - N 137, mit Edelstahlgriff	42
AESN1X	AE Scaler N1 Anterior, mit Kunststoffgriff	42
AESN1XPX	AE XP Scaler N1 Anterior, mit Kunststoffgriff	29
AESN1XPZ	AE XP Scaler N1 Anterior, mit Edelstahlgriff	29
AESN1Z	AE Scaler N1 Anterior, mit Edelstahlgriff	42
AESN2X	AE Scaler N2 Posterior, mit Kunststoffgriff	42
AESN2XPX	AE XP Scaler N2 Posterior, mit Kunststoffgriff	29
AESN2XPZ	AE XP Scaler N2 Posterior, mit Edelstahlgriff	29
AESN2Z	AE Scaler N2 Posterior, mit Edelstahlgriff	42
AESU15X	AE Scalers Anterior -einseitig-	41
AESU15-30X	AE Scaler U15-30 Anterior, mit Kunststoffgriff	41
AESU15-30XPX	AE XP Scaler U15-30 Anterior, mit Kunststoffgriff	29
AESU15-30XPZ	AE XP Scaler U15-30 Anterior, mit Edelstahlgriff	29
AESU15-30Z	AE Scaler U15-30 Anterior, mit Edelstahlgriff	41
AESU15-33X	AE Scaler U15-33 Anterior, mit Kunststoffgriff	41
AESU15-33XPX	AE XP Scaler U15-33 Anterior, mit Kunststoffgriff	29
AESU15-33XPZ	AE XP Scaler U15-33 Anterior, mit Edelstahlgriff	29
AESU15-33Z	AE Scaler U15-33 Anterior, mit Edelstahlgriff	41

GOLDEN EAGLE KITS

AGEKXPX	Golden Eagle Kit 1, mit Kunststoffgriff	30
AGEK2XPX	Golden Eagle Kit 2, mit Kunststoffgriff	30
AGEK6XPX	Golden Eagle Kit 6, mit Kunststoffgriff	30

IMPLANT INSTRUMENTS

AEI204SX	Implantatscaler 204S für den Seitzahnbereich, mit Kunststoffgriff	35
AEIB5-6X	Implantatkürette Barnhard B5-6 für den Seitzahnbereich, mit Kunststoffgriff	35
AEIL3-4X	Implantatkürette Langer L3-4 für den Seitenzahnbereich, mit Kunststoffgriff	35
AEIN128-L5X	Implantatscaler/-kürette N128-L5 für den Frontzahnbereich, mit Kunststoffgriff	35
AEIIKZ	Implantat-Instrumentenset inkl. Edelstahlkassette	35

QUIK-TIP CONE SOCKET HANDLES

AEQTHB	Quik-Tip Handgriff blau	19, 31
AEQTHG	Quik-Tip Handgriff grün	19, 31
AEQTHO	Quik-Tip Handgriff orange	19, 31
AEQTHP	Quik-Tip Handgriff lila	19, 31
AEQTHR	Quik-Tip Handgriff rot	19, 31
AEQTHX	Quik-Tip Handgriff schwarz	19, 31

Artikel Nr.	Beschreibung	Seite
AEQTHY	Quik-Tip Handgriff gelb	19, 31
AEQTHZ	Quik-Tip Handgriff Edelstahl	19, 31
AEQTW	Quik-Tip Handgriff Schlüssel f. QuikTip	19, 31

QUIK-TIPS - DOUBLE GRACEY

AEDGAAXPQT	AE XP Quik-Tip Double Gracey Anterior A	22
AEDGABXPQT	AE XP Quik-Tip Double Gracey Anterior B	22
AEDGPAXPQT	AE XP Quik-Tip Double Gracey Posterior A	22
AEDGPBXPQT	AE XP Quik-Tip Double Gracey Posterior B	22
AEDGMAAXPQT	AE XP Quik-Tip Double Gracey Mini Anterior A	22
AEDGMABXPQT	AE XP Quik-Tip Double Gracey Mini Anterior B	22
AEDGMPAXPQT	AE XP Quik-Tip Double Gracey Mini Posterior A	22
AEDGMPBXPQT	AE XP Quik-Tip Double Gracey Mini Posterior B	22

QUIK-TIPS - STANDARD GRACEY

AEG1TTQT	AE TT Quik-Tip Gracey 1	43
AEG1XPQT	AE XP Quik-Tip Gracey Standard 1	31
AEG2TTQT	AE TT Quik-Tip Gracey 2	43
AEG2XPQT	AE XP Quik-Tip Gracey Standard 2	31
AEG3TTQT	AE TT Quik-Tip Gracey 3	43
AEG3XPQT	AE XP Quik-Tip Gracey Standard 3	31
AEG4TTQT	AE TT Quik-Tip Gracey 4	43
AEG4XPQT	AE XP Quik-Tip Gracey Standard 4	31
AEG5TTQT	AE TT Quik-Tip Gracey 5	43
AEG5XPQT	AE XP Quik-Tip Gracey Standard 5	31
AEG6TTQT	AE TT Quik-Tip Gracey 6	43
AEG6XPQT	AE XP Quik-Tip Gracey Standard 6	31
AEG7TTQT	AE TT Quik-Tip Gracey 7	43
AEG7XPQT	AE XP Quik-Tip Gracey Standard 7	31
AEG8TTQT	AE TT Quik-Tip Gracey 8	43
AEG8XPQT	AE XP Quik-Tip Gracey Standard 8	31
AEG9XPQT	AE XP Quik-Tip Gracey Standard 9	31
AEG10XPQT	AE XP Quik-Tip Gracey Standard 10	31
AEG11TTQT	AE TT Quik-Tip Gracey 11	43
AEG11XPQT	AE XP Quik-Tip Gracey Standard 11	31
AEG12TTQT	AE TT Quik-Tip Gracey 12	43
AEG12XPQT	AE XP Quik-Tip Gracey Standard 12	31
AEG13TTQT	AE TT Quik-Tip Gracey 13	43
AEG13XPQT	AE XP Quik-Tip Gracey Standard 13	31
AEG14TTQT	AE TT Quik-Tip Gracey 14	43
AEG14XPQT	AE XP Quik-Tip Gracey Standard 14	31
AEG15TTQT	AE TT Quik-Tip Gracey 15	43
AEG15XPQT	AE XP Quik-Tip Gracey Standard 15	31
AEG16TTQT	AE TT Quik-Tip Gracey 16	43
AEG16XPQT	AE XP Quik-Tip Gracey Standard 16	31
AEG17XPQT	AE XP Quik-Tip Gracey Standard 17	31
AEG18XPQT	AE XP Quik-Tip Gracey Standard 18	31

QUIK-TIPS - GRACEY ACCESS

AEGA00XPQT	AE XP Quik-Tip Gracey +3 Access 00	32
AEGA0XPQT	AE XP Quik-Tip Gracey +3 Access G. Access QT 0	32
AEGA1TTQT	AE TT Quik-Tip Gracey Access Gracey A1	44

Artikel Nr.	Beschreibung	Seite
AEGA1TXPQT	Pro Thin XP Quik-Tip Gracey +3 Access 1	19
AEGA1XPQT	AE XP Quik-Tip Gracey +3 Access 1	32
AEGA2TTQT	AE TT Quik-Tip Gracey Access Gracey A2	44
AEGA2TXPQT	Pro Thin XP Quik-Tip Gracey +3 Access 2	19
AEGA2XPQT	AE XP Quik-Tip Gracey +3 Access 2	32
AEGA3XPQT	AE XP Quik-Tip Gracey +3 Access 3	32
AEGA4XPQT	AE XP Quik-Tip Gracey +3 Access 4	32
AEGA5XPQT	AE XP Quik-Tip Gracey +3 Access 5	32
AEGA6XPQT	AE XP Quik-Tip Gracey +3 Access 6	32
AEGA7TTQT	AE TT Quik-Tip Gracey Access Gracey A7	44
AEGA7TXPQT	Pro Thin XP Quik-Tip Gracey +3 Access 7	19
AEGA7XPQT	AE XP Quik-Tip Gracey +3 Access 7	32
AEGA8TTQT	AE TT Quik-Tip Gracey Access Gracey A8	44
AEGA8TXPQT	Pro Thin XP Quik-Tip Gracey +3 Access 8	19
AEGA8XPQT	AE XP Quik-Tip Gracey +3 Access 8	32
AEGA11TTQT	AE TT Quik-Tip Gracey Access Gracey A11	44
AEGA11XPQT	AE XP Quik-Tip Gracey +3 Access 11	32
AEGA12TTQT	AE TT Quik-Tip Gracey Access Gracey A12	44
AEGA12XPQT	AE XP Quik-Tip Gracey +3 Access 12	32
AEGA13TTQT	AE TT Quik-Tip Gracey Access Gracey A13	44
AEGA13TXPQT	Pro Thin XP Quik-Tip Gracey +3 Access 13	19
AEGA13XPQT	AE XP Quik-Tip Gracey +3 Access 13	32
AEGA14TTQT	AE TT Quik-Tip Gracey Access Gracey A14	44
AEGA14TXPQT	Pro Thin XP Quik-Tip Gracey +3 Access 14	19
AEGA14XPQT	AE XP Quik-Tip Gracey +3 Access 14	32
AEGA15TTQT	AE TT Quik-Tip Gracey Access Gracey A15	44
AEGA15TXPQT	Pro Thin XP Quik-Tip Gracey +3 Access 15	19
AEGA15XPQT	AE XP Quik-Tip Gracey +3 Access 15	32
AEGA16TTQT	AE TT Quik-Tip Gracey Access Gracey A16	44
AEGA16TXPQT	Pro Thin XP Quik-Tip Gracey +3 Access 16	19
AEGA16XPQT	AE XP Quik-Tip Gracey +3 Access 16	32

QUIK-TIPS - GRACEY DEEP POCKET

AEGDP1XPQT	AE XP Quik-Tip Gracey +3 Deep Pocket 1	32
AEGDP2XPQT	AE XP Quik-Tip Gracey +3 Deep Pocket 2	32
AEGDP3XPQT	AE XP Quik-Tip Gracey +3 Deep Pocket 3	32
AEGDP4XPQT	AE XP Quik-Tip Gracey +3 Deep Pocket 4	32
AEGDP5XPQT	AE XP Quik-Tip Gracey +3 Deep Pocket 5	32
AEGDP6XPQT	AE XP Quik-Tip Gracey +3 Deep Pocket 6	32
AEGDP7XPQT	AE XP Quik-Tip Gracey +3 Deep Pocket 7	32
AEGDP8XPQT	AE XP Quik-Tip Gracey +3 Deep Pocket 8	32
AEGDP11TTQT	AE TT Quik-Tip Gracey Deep Pocket Gracey DP11	44
AEGDP11XPQT	AE XP Quik-Tip Gracey +3 Deep Pocket 11	32
AEGDP12TTQT	AE TT Quik-Tip Gracey Deep Pocket Gracey DP12	44
AEGDP12XPQT	AE XP Quik-Tip Gracey +3 Deep Pocket 12	32
AEGDP13TTQT	AE TT Quik-Tip Gracey Deep Pocket Gracey DP13	44
AEGDP13XPQT	AE XP Quik-Tip Gracey +3 Deep Pocket 13	32
AEGDP14TTQT	AE TT Quik-Tip Gracey Deep Pocket Gracey DP14	44
AEGDP14XPQT	AE XP Quik-Tip Gracey +3 Deep Pocket 14	32
AEGDP15XPQT	AE XP Quik-Tip Gracey +3 Deep Pocket 15	32
AEGDP16XPQT	AE XP Quik-Tip Gracey +3 Deep Pocket 16	32

Artikel Nr.	Beschreibung	Seite
QUIK-TIPS - CURETTES		
AEC411XPQT	XP Quik-Tip Kürette 411 Posterior	33
AEC412XPQT	XP Quik-Tip Kürette 412 Posterior	33
AECB5TTQT	AE TT Quick Tip Universalkürette Barnhart 5 Deeper Shank Angle Posterior	44
AECB5XPQT	Pro Thin XP Quik-Tip Kürette Barnhart 5 Deeper Shank Angle Posterior	19
AECB5XPQT	XP Quik-Tip Kürette Barnhart 5 Deeper Shank Angle Posterior	33
AECB6TTQT	AE TT Quick Tip Universalkürette Barnhart 6 Deeper Shank Angle Posterior	44
AECB6TXPQT	Pro Thin XP Quik-Tip Kürette Barnhart 6 Deeper Shank Angle Posterior	19
AECB6XPQT	XP Quik-Tip Kürette Barnhart 6 Deeper Shank Angle Posterior	33
AECC13TTQT	AE TT Quick Tip Universalkürette Columbia 13 Posterior	44
AECC13XPQT	XP Quik-Tip Kürette Columbia 13 Posterior	33
AECC14TTQT	AE TT Quick Tip Universalkürette Columbia 14 Posterior	44
AECC14XPQT	XP Quik-Tip Kürette Columbia 14 Posterior	33
AECC4LTTQT	AE TT Quick Tip Universalkürette Columbia 4L Deeper Shank Posterior	44
AECC4LXPQT	XP Quik-Tip Kürette Columbia 4L Deeper Shank Posterior	33
AECC4RTTQT	AE TT Quick Tip Universalkürette Columbia 4R Deeper Shank Posterior	44
AECC4RXPQT	XP Quik-Tip Kürette Columbia 4R Deeper Shank Posterior	33
AECL1XPQT	XP Quik-Tip Kürette Langer 1 Posterior Mesial	33
AECL2XPQT	XP Quik-Tip Kürette Langer 2 Posterior Distal	33
AECL3XPQT	XP Quik-Tip Kürette Langer 3 Posterior Mesial	33
AECL4XPQT	XP Quik-Tip Kürette Langer 4 Posterior Distal	33
AECL5XPQT	XP Quik-Tip Kürette Langer 5 Anterior Mesial	33
AECL6XPQT	XP Quik-Tip Kürette Langer 6 Anterior Distal	33
AECR3TTQT	AE TT Quick Tip Universalkürette Rules 3	45
AECR3XPQT	XP Quik-Tip Kürette Rules 3	33
AECR4TTQT	AE TT Quick Tip Universalkürette Rules 4	45
AECR4XPQT	XP Quik-Tip Kürette Rules 4	33
AECY7TTQT	AE TT Quick Tip Universalkürette Younger-Good 7 Small Curved Blade	45
AECY7XPQT	XP Quik-Tip Kürette Younger-Good 7 Small Curved Blade	33
AECY8TTQT	AE TT Quick Tip Universalkürette Younger-Good 8 Small Curved Blade	45
AECY8XPQT	XP Quik-Tip Kürette Younger-Good 8 Small Curved Blade	33
QUIK-TIPS - SCALERS		
AES204SATTQT	AE TT Quik-Tip Scaler	45
AES204SAXPQT	XP Quik-Tip Scaler, Typ: 204 SA Posterior	34
AES204SBTTQT	AE TT Quik-Tip Scaler	45
AES204SBXPQT	XP Quik-Tip Scaler, Typ: 204 SB Posterior	34
AES204SDATTQT	AE TT Quik-Tip Scaler	45
AES204SDAXPQT	XP Quik-Tip Scaler, Typ: 204 SDA Posterior Distal	34
AES204SDBTTQT	AE TT Quik-Tip Scaler	45
AES204SDBXPQT	XP Quik-Tip Scaler, Typ: 204 SDB Posterior Distal	34
AES311TTQT	AE TT Quik-Tip Scaler	45
AES311XPQT	XP Quik-Tip Scaler, Typ: S311	34
AES312TTQT	AE TT Quik-Tip Scaler	45
AES312XPQT	XP Quik-Tip Scaler, Typ: S312	34
AES33TTQT	AE TT Quik-Tip Scaler	45
AES33XPQT	XP Quik-Tip Scaler, Typ: H 33 Anterior	34
AESBJATTQT	AE TT Quik-Tip Scaler	45
AESBJAXPQT	XP Quik-Tip Scaler, Typ: Blackjack A	34
AESBJBTTQT	AE TT Quik-Tip Scaler	45
AESBJBXPQT	XP Quik-Tip Scaler, Typ: Blackjack B	34
AESBJTAXPQT	Pro Thin XP Quik-Tip Scaler, Typ: Blackjack A	34

Artikel Nr.	Beschreibung	Seite
AESBJTBPQT	Pro Thin XP Quik-Tip Scaler, Typ: Blackjack B	34
AESB513AXPQT	XP Quik-Tip Scaler, Typ: B513A	34
AESB513BXPQT	XP Quik-Tip Scaler, Typ: B513B	34
AESECATTQT	AE TT Quik-Tip Scaler	45
AESECAXPQT	XP Quik-Tip Scaler, Typ: Eagle Claw A	34
AESECBTTQT	AE TT Quik-Tip Scaler	45
AESECBXPQT	XP Quik-Tip Scaler, Typ: Eagle Claw B	34
AESETATTQT	AE TT Quik-Tip Scaler	45
AESETAXPQT	XP Quik-Tip Scaler, Typ: Eagle Talon A	34
AESETBTTQT	AE TT Quik-Tip Scaler	45
AESETBXPQT	XP Quik-Tip Scaler, Typ: Eagle Talon B	34
AESH5TTQT	AE TT Quik-Tip Scaler	45
AESH5XPQT	XP Quik-Tip Scaler, Typ: H5 Anterior	34
AESH6TTQT	AE TT Quik-Tip Scaler	45
AESH6XPQT	XP Quik-Tip Scaler, Typ: H6	34
AESH7TTQT	AE TT Quik-Tip Scaler	45
AESH7XPQT	XP Quik-Tip Scaler, Typ: H7 Universal Anterior	34
AESM23ATTQT	AE TT Quik-Tip Scaler	45
AESM23AXPQT	XP Quik-Tip Scaler, Typ: M23A	34
AESM23BTTQT	AE TT Quik-Tip Scaler	45
AESM23BXPQT	XP Quik-Tip Scaler, Typ: M23B	34
AESM23TAXPQT	Pro Thin XP Quik-Tip Scaler, Typ: M23TA	34
AESM23TBPQT	Pro Thin XP Quik-Tip Scaler, Typ: M23TB	34
AESN1AXPQT	XP Quik-Tip Scaler, Typ: QT N1A	34
AESN1BXPQT	XP Quik-Tip Scaler, Typ: QT N1B	34
AESN128TTQT	AE TT Quik-Tip Scaler	45
AESN128XPQT	XP Quik-Tip Scaler, Typ: N128 Anterior	34

DIAGNOSTIC - EXPLORERS

AEEXP11-12	AE Sonden (Explorer) ODU 11-12, mit Edelstahlgriff dünn	12
AEEXP11-12DP	AE Sonden (Explorer) Deep Pocket 11-12, mit Edelstahlgriff dünn	12
AEEXP11-12DPX	AE Sonden (Explorer) Deep Pocket 11-12, mit Kunststoffgriff	12
AEEXP11-12X	AE Sonden (Explorer) ODU 11-12, mit Kunststoffgriff	12
AEEXP2	AE Sonden (Explorer) Pigtail 2, mit Edelstahlgriff dünn	12
AEEXP23	AE Sonden (Explorer) Sheperd's Hook 23, mit Edelstahlgriff dünn	12
AEEXP23-6	AE Sonden (Explorer) 23-6, mit Edelstahlgriff dünn	12
AEEXP23-6X	AE Sonden (Explorer) 23-6, mit Kunststoffgriff	12
AEEXP23X	AE Sonden (Explorer) Sheperd's Hook 23, mit Kunststoffgriff	12
AEEXP2X	AE Sonden (Explorer) Pigtail 2, mit Kunststoffgriff	12
AEEXP3	AE Sonden (Explorer) 3, mit Edelstahlgriff dünn	12
AEEXP3X	AE Sonden (Explorer) 3, mit Kunststoffgriff	12
AEEXP3CH	AE Sonden (Explorer) Cow Horn 3CH, mit Edelstahlgriff dünn	12
AEEXP3CHX	AE Sonden (Explorer) Cow Horn 3CH, mit Kunststoffgriff	12
AEEXP3ES	AE Sonden (Explorer) 3ES, mit Edelstahlgriff dünn	12
AEEXP3ESX	AE Sonden (Explorer) 3ES, mit Kunststoffgriff	12
AEEXP5	AE Sonden (Explorer) 5 (23-17), mit Edelstahlgriff dünn	12
AEEXP5X	AE Sonden (Explorer) 5 (23-17), mit Kunststoffgriff	12
AEEXP6SE	AE Sonden (Explorer) 6 SE, mit Edelstahlgriff dünn	12
AEEXP6SEX	AE Sonden (Explorer) 6 SE, mit Kunststoffgriff	12

DIAGNOSTIC - PROBES

AEPOBX	AE PA-Sonden / Paradontometer Michigan O, mit Kunststoffgriff	11
--------	---	----

Artikel Nr.	Beschreibung	Seite
AEP0WB	AE PA-Sonden / Paradontometer Michigan O mit Williams Markierung, mit Edelstahlgriff dünn	11
AEP0WBX	AE PA-Sonden / Paradontometer Michigan O mit Williams Markierung, mit Kunststoffgriff	11
AEP1-2B	AE PA-Sonden / Paradontometer Williams 1- Goldman Fox 2, mit Edelstahlgriff dünn	11
AEP1-2BX	AE PA-Sonden / Paradontometer Williams 1- Goldman Fox 2, mit Kunststoffgriff	11
AEP12B	AE PA-Sonden / Paradontometer 12 (Marquis) schwarz markiert, mit Edelstahlgriff dünn	11
AEP12BX	AE PA-Sonden / Paradontometer 12 (Marquis) schwarz markiert, mit Kunststoffgriff	11
AEP12Y	AE PA-Sonden / Paradontometer 12 (Marquis) gelb markiert, mit Edelstahlgriff dünn	11
AEP12Y/G	AE PA-Sonden / Paradontometer Gelb/Grün 12, mit Edelstahlgriff dünn	11
AEP12Y/GX	AE PA-Sonden / Paradontometer Gelb/Grün 12, mit Kunststoffgriff	11
AEP12YX	AE PA-Sonden / Paradontometer 12 (Marquis) gelb markiert, mit Kunststoffgriff	11
AEP1B	AE PA-Sonden / Paradontometer Williams 1 schwarz markiert, mit Edelstahlgriff dünn	11
AEP1BX	AE PA-Sonden / Paradontometer Williams 1 schwarz markiert, mit Kunststoffgriff	11
AEP1Y	AE PA-Sonden / Paradontometer Williams 1 gelb markiert, mit Edelstahlgriff dünn	11
AEP1YX	AE PA-Sonden / Paradontometer Williams 1 gelb markiert, mit Kunststoffgriff	11
AEP2-12B	AE PA-Sonden / Paradontometer 2-12 schwarz markiert, mit Edelstahlgriff dünn	11
AEP2-12BX	AE PA-Sonden / Paradontometer 2-12 schwarz markiert, mit Kunststoffgriff	11
AEP2-12Y	AE PA-Sonden / Paradontometer 2-12 gelb markiert, mit Edelstahlgriff dünn	11
AEP2-12YX	AE PA-Sonden / Paradontometer 2-12 gelb markiert, mit Kunststoffgriff	11
AEPN2B	AE PA-Sonden / Paradontometer Nabers 2, mit Edelstahlgriff dünn	11
AEPN2BX	AE PA-Sonden / Paradontometer Nabers 2, mit Kunststoffgriff	11
AEP12Y	AE PA-Sonden / Paradontometer South Dakota 12, mit Edelstahlgriff dünn	11
AEP12YX	AE PA-Sonden / Paradontometer South Dakota 12, mit Kunststoffgriff	11
AEPUNC15RB	AE PA-Sonden / Paradontometer UNC15 Rung, mit Edelstahlgriff dünn	11
AEPUNC15RBX	AE PA-Sonden / Paradontometer UNC15 Rung, mit Kunststoffgriff	11
AEPWHOB	AE PA-Sonden / Paradontometer Ball-tip Screening, mit Edelstahlgriff dünn	11
AEPWHOBX	AE PA-Sonden / Paradontometer Ball-tip Screening, mit Kunststoffgriff	11

DIAGNOSTIC - EXPLORERS/PROBES

AEEP23/0B	AE Sonden / PA- Sonden 23/Michigan O, mit Edelstahlgriff dünn	13
AEEP23/0BX	AE Sonden / PA- Sonden 23/Michigan O, mit Kunststoffgriff	13
AEEP23/12B	AE Sonden / PA- Sonden 23/12 (Marquis) schwarz markiert, mit Edelstahlgriff dünn	13
AEEP23/12BX	AE Sonden / PA- Sonden 23/12 (Marquis) schwarz markiert, mit Kunststoffgriff	13
AEEP23/12Y	AE Sonden / PA- Sonden 23/12 (Marquis) gelb markiert, mit Edelstahlgriff dünn	13
AEEP23/12YG	AE Sonden / PA- Sonden 23/12 (Marquis) gelb-grün markiert, mit Edelstahlgriff dünn	13
AEEP23/12YGX	AE Sonden / PA- Sonden 23/12 (Marquis) gelb-grün markiert, mit Kunststoffgriff	13
AEEP23/12YX	AE Sonden / PA- Sonden 23/12 (Marquis) gelb markiert, mit Kunststoffgriff	13
AEEP23/1B	AE Sonden / PA- Sonden 23/Williams 1 schwarz markiert, mit Edelstahlgriff dünn	13
AEEP23/1BX	AE Sonden / PA- Sonden 23/Williams 1 schwarz markiert, mit Kunststoffgriff	13
AEEP23/1Y	AE Sonden / PA- Sonden 23/Williams 1 gelb markiert, mit Edelstahlgriff dünn	13
AEEP23/1YX	AE Sonden / PA- Sonden 23/Williams 1 gelb markiert, mit Kunststoffgriff	13
AEEP23/SD12Y	AE Sonden / PA- Sonden 23/12 South Dakota 12, mit Edelstahlgriff dünn	13
AEEP23/SD12YX	AE Sonden / PA- Sonden 23/12 South Dakota 12, mit Kunststoffgriff	13
AEEP23/WHOB	AE Sonden / PA- Sonden 23/Ball-tip Screening, mit Edelstahlgriff dünn	13
AEEP23/WHOBX	AE Sonden / PA- Sonden 23/Ball-tip Screening, mit Kunststoffgriff	13

DIAGNOSTIC MIRRORS/HANDLES

AEM4	AE Spiegel #4	10
AEM4/12	AE Spiegel #4 12 Stk	10
AEM5	AE Spiegel #5	10
AEM5/12	AE Spiegel #5 12 Stk	10
AEMHR	AE Spiegelgriff SS Round	10
AEMHRX	AE Spiegelgriff EagleLiteRoundC	10

Artikel Nr.	Beschreibung	Seite
AEMHRZ	AE Spiegelgriff EagleLite Round	10
AEMHT	AE Spiegelgriff SS Taped	10
AEMHTX	AE Spiegelgriff EagleLite Resin	10
AEMHRSS	AE Spiegelgriff Simple Stem	10
AEMHRSSX	AE Spiegelgriff AEMHRSSX	10
AEMHTSS	AE Spiegelgriff Simple Stem Tapered	10
AEMHTSSX	AE Spiegelgriff AEMHTSSX	10
COMPOSITE		
AEC1TNZ	AE Kunststofffüllung - XP-Technologie Composite 1, mit Edelstahlgriff	48
AEC2TNZ	AE Kunststofffüllung - XP-Technologie Composite 2, mit Edelstahlgriff	48
AEC3TNZ	AE Kunststofffüllung - XP-Technologie Composite 3, mit Edelstahlgriff	48
AEC4TN	AE Kunststofffüllung - XP-Technologie Composite 4, mit Edelstahlgriff dünn	48
AEC4TNZ	AE Kunststofffüllung - XP-Technologie Composite 4, mit Edelstahlgriff	48
AEC5TN	AE Kunststofffüllung - XP-Technologie Composite 5, mit Edelstahlgriff dünn	48
AEC5TNZ	AE Kunststofffüllung - XP-Technologie Composite 5, mit Edelstahlgriff	48
AEC6-21ATN	AE Kunststofffüllung - XP-Technologie Composite 6-21A, mit Edelstahlgriff dünn	48
AEC6-21ATNZ	AE Kunststofffüllung - XP-Technologie Composite 6-21A, mit Edelstahlgriff	48
AEC6TN	AE Kunststofffüllung - XP-Technologie Composite 6, mit Edelstahlgriff dünn	48
AEC6TNZ	AE Kunststofffüllung - XP-Technologie Composite 6, mit Edelstahlgriff	48
AEC7TN	AE Kunststofffüllung - XP-Technologie Composite 7, mit Edelstahlgriff dünn	48
AEC7TNZ	AE Kunststofffüllung - XP-Technologie Composite 7, mit Edelstahlgriff	48
AEC9TN	AE Kunststofffüllung - XP-Technologie Composite 9, mit Edelstahlgriff dünn	48
AEC9TNZ	AE Kunststofffüllung - XP-Technologie Composite 9, mit Edelstahlgriff	48
AECA8ALTN	AE Kunststofffüllung - Dr. Mopper Serie 8A Long Carver Anterior, mit Edelstahlgriff dünn	49
AECA8ALTNZ	AE Kunststofffüllung - Dr. Mopper Serie 8A Long Carver Anterior, mit Edelstahlgriff	49
AECA8ATN	AE Kunststofffüllung - Dr. Mopper Serie 8A Carver Anterior, mit Edelstahlgriff dünn	49
AECA8ATNZ	AE Kunststofffüllung - Dr. Mopper Serie 8A Carver Anterior, mit Edelstahlgriff	49
AECAG4-5TN	AE Kunststofffüllung - XP-Technologie Composite 4-5, mit Edelstahlgriff dünn	48
AECAG4-5TNZ	AE Kunststofffüllung - XP-Technologie Composite 4-5, mit Edelstahlgriff	48
AECAIPCLTN	AE Kunststofffüllung - Dr. Mopper Serie IPC-L Interproximal Carver - Long Anterior, mit Edelstahlgriff dünn	49
AECAIPCLTNZ	AE Kunststofffüllung - Dr. Mopper Serie IPC-L Interproximal Carver - Long Anterior, mit Edelstahlgriff	49
AECAIPCTTN	AE Kunststofffüllung - Dr. Mopper Serie IPC-T Interproximal Carver - Thin Anterior, mit Edelstahlgriff dünn	49
AECAIPCTTNZ	AE Kunststofffüllung - Dr. Mopper Serie IPC-T Interproximal Carver - Thin Anterior, mit Edelstahlgriff	49
AEMCB21ATNZ	AE Kunststofffüllung -Dr. Colonna Exclusive Tips	50
AEMCC/P0TNZ	AE Kunststofffüllung -Dr. Colonna Exclusive Tips	50
AEMCC/P2TNZ	AE Kunststofffüllung -Dr. Colonna Exclusive Tips	50
AEMCCAIPCTNZ	AE Kunststofffüllung -Dr. Colonna Exclusive Tips	50
AEMCEXC4TNZ	AE Kunststofffüllung -Dr. Colonna Exclusive Tips	50
AEMCEXC5TNZ	AE Kunststofffüllung -Dr. Colonna Exclusive Tips	50
AEMCEXC6TNZ	AE Kunststofffüllung -Dr. Colonna Exclusive Tips	50
AEMCEXP5TNZ	AE Kunststofffüllung -Dr. Colonna Exclusive Tips	50
AEB26-30BFTN	AE Kunststofffüllung - Dr. Mopper Serie 26-30 Ball-Football Posterior, mit Edelstahlgriff dünn	49
AEB26-30BFTNZ	AE Kunststofffüllung - Dr. Mopper Serie 26-30 Ball-Football Posterior, mit Edelstahlgriff	49
AEBM1TN	AE Kunststofffüllung - Dr. Mopper Serie M1 Ball Burnisher Posterior, mit Edelstahlgriff dünn	49
AEBM1TNZ	AE Kunststofffüllung - Dr. Mopper Serie M1 Ball Burnisher Posterior, mit Edelstahlgriff	49
AEC/PMSPMLTN	AE Kunststofffüllung - Dr. Mopper Serie Super Plugger M/L Posterior, mit Edelstahlgriff dünn	49
AEC/PMSPMLTNZ	AE Kunststofffüllung - Dr. Mopper Serie Super Plugger M/L Posterior, mit Edelstahlgriff	49
AEC/PMSPSMTN	AE Kunststofffüllung - Dr. Mopper Serie Super Plugger S/M Posterior, mit Edelstahlgriff dünn	49
AEC/PMSPSMTNZ	AE Kunststofffüllung - Dr. Mopper Serie Super Plugger S/M Posterior, mit Edelstahlgriff	49
AECCF	Dr. Belvedere Serie Contact Former Regular	50
AECCFSM	Dr. Belvedere Serie Contact Former Small	50

Artikel Nr.	Beschreibung	Seite
AACP1CFSM	Dr. Belvedere Serie P1 Compacter/Carver - Small Contact Former	50
RESTORATIVE		
AEB2-29BEF	AE Brunierer 2-29 Beavertail-Football	55
AEB2-30BEF	AE Brunierer 2-30 Beavertail-Football	55
AEB21BA	AE Brunierer 21B Acorn	55
AEB26-27B	AE Brunierer 26-27 Ball	55
AEB26-28BF	AE Brunierer 26-28 Ball-Football	55
AEB26-29BF	AE Brunierer 26-29 Ball-Football	55
AEB26-30BF	AE Brunierer 26-30 Ball-Football	55
AEBNYUB-1	AE Brunierer NYU B1	55
AEBPFI18B	AE Brunierer PFI 18 Ball	55
AEBPFI21A	AE Brunierer PFI 21 Acorn	55
AEBPP18	AE Brunierer Pitts Pedo 18	55
AECA11	AE Carver PFI 11	56
AECA13	AE Carver PFI 13	56
AECA6	AE Carver PFI 6	56
AECA8A	AE Carver PFI 8A	56
AECAD3	AE Carver PFI D3	56
AECAA-6	AE Carver PFI Ash 6	56
AECAS6	AE Carver PFI S6	56
AECAG4-5	AE Carver Gregg 4-5	55
AECAH1/23	AE Carver Hollenback 1/23	55
AECAH3	AE Carver Hollenback 3	55
AECAIPC	Interproximal Carver, Typ: IPC	57
AECAIPC1M	Interproximal Carver, Typ: IPC 1 Minnesota	57
AECAIPC2M	Interproximal Carver, Typ: IPC 2 Minnesota	57
AECAT3	AE Carver Tanner 3	55
AECAW3	AE Carver Walls 3	55
AECADC1-2	AE Discoid-Cleoid Carver 1-2	56
AECADC3-6	AE Discoid-Cleoid Carver 3-6	56
AECADC4-5	AE Discoid-Cleoid Carver 4-5	56
AECADC5T	AE Discoid-Cleoid Carver 5T	56
AECADC89-92	AE Discoid-Cleoid Carver 89-92	56
AECADCUW-D5	AE Discoid-Cleoid Carver UW-D5	56
AEC/PH1	AE Condenser / Plugger Hollenback 1	54
AEC/PH2	AE Condenser / Plugger Hollenback 2	54
AEC/P1-2	AE Condenser / Plugger 1-2	54
AEC/P3-4	AE Condenser / Plugger 3-4	54
AEC/P0	AE Condenser / Plugger 0 DE	54
AEC/POR1	AE Condenser / Plugger Oregon 1	54
AEC/POR2	AE Condenser / Plugger Oregon 2/Ohio 1A	54
AEC/POR3	AE Condenser / Plugger Oregon 3	54
AEC/POR4	AE Condenser / Plugger Oregon 4	54
AEC/PSPML	AE Super Plugger	54
AEC/PSPSM	AE Super Plugger	54
AEC5-6W	AE Cutting Meißel Wedelstaedt 5-6 (15-15-3)	52
AEC11-12B	AE Cutting Meißel Binangle 11-12 (15-8-8)	52
AECSP8	Spatel, Typ: CS 8	58
AEEXC17	AE Exkavatoren 17	53
AEEXC18	AE Exkavatoren 18	53
AEEXC20	AE Exkavatoren 20	53

Artikel Nr.	Beschreibung	Seite
AEEXC38-39	AE Exkavatoren 38-39	53
AEEXC40-41	AE Exkavatoren 40-41	53
AEEXC42-43	AE Exkavatoren 42-43	53
AEEXC64-65	AE Exkavatoren 64-65	53
AEEXC66-67	AE Exkavatoren 66-67	53
AEEXC70-71	AE Exkavatoren 70-71	53
AEEXC74-75	AE Exkavatoren 74-75	53
AEEXC78-79	AE Exkavatoren 78-79	53
AEEXCE-1	AE Exkavatoren E-1 (12-9-15)	53
AEEXCE-2	AE Exkavatoren E-2 (15-9-15)	53
AEEXCE-3	AE Exkavatoren E-3 (25-9-15)	53
AEHA10-11	AE Cutting Schmelzbeil 10-11 (15-8-14)	52
AEHA8-9	AE Cutting Schmelzbeil 8-9 (10-7-14)	52
AEMT26	AE Cutting Gingival Randschräger 26 (13-95-8-14)	52
AEMT27	AE Cutting Gingival Randschräger 27 (13-80-8-14)	52
AEMT28	AE Cutting Gingival Randschräger 28 (10-95-7-14)	52
AEMT29	AE Cutting Gingival Randschräger 29 (10-80-7-14)	52
AEPCSI-1	AE Fadenstopfer CSI-1 Serrated	56
AEPG7	AE Fadenstopfer Guyer 7 Serrated	56
AEPRNDS	AE Fadenstopfer Round Serrated	56
AEPPA	AE Brunierer PA Lining Cement / Calcium Hydroxide Placement Instrument	55

ENDO PLUGGERS

AEE1-3P	AE Endodontieinstrumente Root Canal 1-3	57
AEE3-5P	AE Endodontieinstrumente Root Canal 3-5	57
AEE5-7P	AE Endodontieinstrumente Root Canal 5-7	57
AEE9-11P	AE Endodontieinstrumente Root Canal 9-11	57

FILES

AEFH3-7	AE Feilen Hirschfield 3-7 Buccal/Lingual	58
AEFH5-11	AE Feilen Hirschfield 5-11 Mesial/Distal	58

WAXING INSTRUMENTS

AEWPKT1	AE Wachsinstrument PKT #1	58
AEWPKT2	AE Wachsinstrument PKT #2	58
AEWPKT3	AE Wachsinstrument PKT #3	58
AEWS7	AE Wachsspatel #7	58

SPREADERS

AEED11-21S	AE Endodontieinstrumente Spreader D11-21	57
AEED11T-21S	AE Endodontieinstrumente Spreader-Thin D11T-21	57
AEED11T-25S	AE Endodontieinstrumente Spreader-Thin D11T-25	57

ENDO MISCELLANEOUS

AEEM31LEXC	AE Endodontieinstrumente Excavator 31L	58
AEEMDG16	AE Endodontieinstrumente Explorer DG 16	58
AEEMG1CA	AE Endodontieinstrumente Carver Glick 1	58

INSTRUMENT CASSETTES

PP400371-2	Kassette für 5 Instrumente, ¼ DIN, blaue Schienen + 5 Farbkodieroptionen, 185 x 80 x 37mm	8
PP400372-2	Kassette für 10 Instrumente, ½ DIN, blaue Schienen + 5 Farbkodieroptionen, 185 x 148 x 37mm	8
PP400373-3	Kassette für 20 Instrumente, DIN, blaue Schienen + 5 Farbkodieroptionen, 285 x 183 x 37mm	8

Artikel Nr.	Beschreibung	Seite
SHAPRENING STONES AND ACCESSORIES		
AESACC/F	AE Simply Sharp Keramikstein	46
AESACC/FK	AES Simply Sharp Kit	46
AESADS	AE Diamant Schleifstein	46
AESAMEL	AE Simply Sharp Lupe	46
AESANO412	AE Norton Schleiföl	46
AESASTP	Sharpening Test Stick (6)	46
AESASTS	Sharpening Test Stick (1)	46

YOUNG INNOVATIONS



Young Innovations Europe GmbH
Kurfürsten-Anlage 1 | D-69115 Heidelberg | Germany
DE: +49 (0) 6221 4345442 | info@ydnt.eu